

SYNC

Inspiré par le passé,
tourné vers l'avenir



À PROPOS DE NOUS

VERMEIREN, fabricant de fauteuils roulants depuis 1957 est un acteur incontournable dans le monde du matériel médical. Notre entreprise s'est spécialisée au fil des années dans la fabrication de fauteuils roulants, de lits médicalisés, de scooters, de fauteuils coquilles, de fauteuils de confort et tout autre produit pouvant accompagner un patient ou un utilisateur dans le maintien de son autonomie et de sa mobilité.

Nos équipes européennes de développement et de conception sont équipées d'outils de haute technologie apportant précision, fiabilité et qualité sur chacun des produits que nous fabriquons. **VERMEIREN**, c'est aujourd'hui un groupe de 1300 collaborateurs, 12 filiales à l'international, et des produits distribués dans plus de 45 pays à travers le monde.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

Email : info@vermeiren.fr

Website : <https://www.vermeiren.fr>





PURA BRASA

PESCADOS **CARNES**

PASTA FRESCA

PURA SURGIDOS **CARNE A PESCO**



YouTube



SCANNEZ ET
VISIONNEZ



CONÇU AVEC PRÉCISION

Nos scooters sont le fruit d'une conception précise et d'une grande fierté. Ils sont entièrement fabriqués dans nos propres usines. Chaque élément est soigneusement conçu, aucun détail n'est négligé. De la fluidité de la colonne de direction à la luminosité des feux LED, du confort du siège réglable à la qualité de chaque écrou et boulon, tout est minutieusement

contrôlé. Il ne s'agit pas simplement de fabriquer un scooter ; il s'agit de créer un compagnon fiable pour vos trajets quotidiens.

Le résultat est un véhicule qui allie fonctionnalité, sécurité et style. Un véhicule dont nous sommes fiers et que vous serez fier de conduire.



FEUX AVANT À LED SBS*



CLIGNOTANTS À LED



RANGEMENT COMPACT



SIÈGE PIVOTANT ET RÉGLABLE



FEUX ARRIÈRE À LED



SYSTÈME ANTI-BASCULE



MODE MARCHÉ/POINT MORT



COMMANDE AVEC INDICATEUR DE BATTERIE



DOSSIER RABATTABLE

*SBS (Seen and Be Seen) : Voir et être vu - Technologie d'éclairage LED avancée pour une sécurité accrue lors de la conduite dans des conditions de faible luminosité.

DES COULEURS QUI VOUS RESSEMBLENT

Sync se décline en six couleurs éclatantes, car votre scooter doit vous ressembler. Que vous souhaitiez l'assortir à la couleur de vos yeux, la coordonner à votre garde-robe ou simplement choisir votre teinte préférée, la couleur est un moyen puissant d'exprimer votre personnalité. Un rouge vif peut suggérer un esprit aventureux, tandis qu'un gris élégant évoque le calme et la confiance.

Des teintes neutres et raffinées aux couleurs vives et captivantes, il y a une couleur parfaite pour chaque humeur et chaque goût. Après tout, Sync n'est pas qu'un simple moyen de transport, c'est un élément de votre style personnel, et la bonne couleur fait toute la différence.




Arctic Green



Burgundy Red




Cool Grey



Matt Gold



Olive Green



Pearl Orange



Burgundy Red

Le rouge bordeaux du scooter Sync évoque la profondeur, la chaleur et une force tranquille. C'est le choix idéal pour ceux qui croquent la vie à pleines dents, apprécient les détails raffinés et dégagent un charme classique et naturel.



Cool Grey

Pourquoi choisir le gris pour votre Sync ? Parce qu'il évoque la modernité, la confiance, une élégance discrète et une nature calme et fiable, idéal pour ceux qui préfèrent un style discret plutôt qu'ostentatoire.



Olive Green

Le vert olive incarne l'harmonie, la confiance ancrée et la connexion à la nature — idéal pour ceux qui apprécient la force tranquille et un style à la fois frais et durable.





PERSONNALISEZ VOTRE SCOOTER

Les options transforment un scooter, d'un simple moyen de transport, en votre scooter. Rétroviseurs, enjoliveurs assortis et housses de pluie ne sont pas de simples accessoires : ce sont des petits détails qui rendent chaque trajet plus fluide, plus sûr et plus agréable. Une housse de protection préserve son allure, tandis qu'un support pour rollator vous permet d'emporter votre mobilité toujours avec vous.

Que ce soit pour le confort, le style ou la praticité, personnaliser votre scooter vous permet de l'adapter parfaitement à votre quotidien. Après tout, pourquoi se contenter du standard quand on peut avoir un scooter aussi unique, pratique et prêt à tout, à votre image ?

De gauche à droite : protection pluie/soleil MOVO, jeu de rétroviseurs, pneus lisses ou crampons, enjoliveur assorti à la couleur de votre scooter, top-case à l'arrière, panier à provisions à l'avant, housse de protection, support de rollator Quadri-Light, 286i support de rollator, porte-cannes





TECHNIQUE

EN DÉTAIL

Quand il s'agit de scooters, les caractéristiques techniques ne sont pas de simples chiffres : ce sont les clés de votre liberté. La largeur et la longueur déterminent si vous passez aisément les portes ou si vous devez manœuvrer dans le couloir. Le poids indique s'il s'agit d'un compagnon robuste pour la route ou d'un modèle plus facile à déplacer au quotidien.

L'autonomie, c'est la garantie de pouvoir aller jusqu'au café et en revenir sans chercher une prise de recharge. Même la vitesse de pointe compte : assez rapide pour sentir le vent, mais suffisamment maîtrisée pour garder votre chapeau en place. Toutes ces spécifications sont là pour vous offrir une conduite sûre, confortable, et pleinement à votre image.

■ Largeur totale	630 mm
■ Longueur totale	1235 mm
■ Hauteur totale	1275 mm - 1325 mm
■ Hauteur pliée	830 mm
■ Hauteur d'assise	420 mm - 470 mm
■ Largeur d'assise	470 mm
■ Profondeur d'assise	495 mm
■ Hauteur du dossier	530 mm
■ Hauteur du repose-pieds	185 mm

■ Capacité de franchissement d'obstacles	110 mm
■ Diamètre de braquage	3530 mm
■ Batteries	38 Ah ou 50 Ah (C20), 12V DC, batterie AGM étanche
■ Degré de protection électronique	IPX4
■ Moteurs	450 W / 500 W / 650 W
■ Vitesse*	6 km/h / 10 km/h / 12 km/h / 15 km/h
■ Autonomie*	28 km - 40 km
■ Poids	109 kg
■ Poids maximal de l'utilisateur	140 kg

*L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Tolérances dimensionnelles et de poids admissibles : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.
Sous réserve de modifications techniques. Images non contractuelles. Certaines fonctionnalités peuvent être optionnelles.



VERMEIREN

we care for you



E.R.: **VERMEIREN** group, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - Belgique
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Kuarz FR 2026-05 v1.1