



PLEGO

C A R B O N



PEŁNA MOBILNOŚĆ
BEZ KOMPROMISÓW

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

MOBILNOŚĆ NA CO DZIEŃ

Lekka rama z włókna węglowego, kompaktowa składana konstrukcja i komfort na co dzień.

Idealny wybór dla osób prowadzących aktywny styl życia, w podróży i w codziennej niezależności.

Ultralekka rama z włókna węglowego, kompaktowa, składana konstrukcja oraz nowoczesne rozwiązania zapewniające wysoki komfort użytkowania. PLEGO CARBON został zaprojektowany z myślą o codziennej niezależności. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w mieście czy w podróży, oferuje idealną równowagę między mobilnością i wydajnością zapewniając przy tym stylowy wygląd.

ODWIEDŹ TERAZ
WWW.VERMEIREN.PL


GŁADKO POKONUJE
OSTRE ZAKRĘTY

MIEŚCI SIĘ DO
BAGAŻNIKA SAMOCHODU

IDEALNY NA
PODRÓŻ

PEWNOŚĆ W KAŻDYM ZAKRĘCIE





CARBON

MATERIAŁY NAJWYŻSZEJ
KLASY, DOSKONAŁA
JAKOŚĆ

RAMA W PEŁNI Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

WYTRZYMAŁOŚĆ, LEKKOŚĆ I ELEGANCJA

ULTRALEKKIE OBRĘCZE I WIDELEC Z
DODATKIEM MAGNEZU

KOMFORT W KAŻDEJ PODRÓŻY

OPARCIE PREMIUM:
PIANKA + SIATKA 3D



PODUSZKA Z PIANKI
MEMORY FOAM



ZDEJMOWANA
PODUSZKA



TYLNA
KIESZEŃ



KAŻDA PODRÓŻ STAJE SIĘ WYGODNA

OPCJE

ROZWIĄZANIE Z PROSTĄ
KONSTRUKCJĄ



STEROWNIK
POMOCNICZY



KOMPAKTOWA WOLNOŚĆ W
PROSTYM WYDANIU

SKŁADANY W KILKA SEKUND

DBAMY O TWOJĄ MOBILNOŚĆ

PLEGO CARBON to jeden z najbardziej kompaktowych wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym w swojej klasie. Można go złożyć w kilka sekund i z łatwością zmieścić się w bagażniku samochodu.

IDEALNY DO ŻYCIA W MIEŚCIE, W
PODRÓŻY I DO PRZECHOWYWANIA



DBAMY O CIEBIE

ZAPROJEKTOWANY DO ŻYCIA, PODRÓŻY

I CODZIENNYCH SPRAW

**PODRÓŻUJ
BEZ PROBLEMÓW**

15,15 KG



Optional standing support

**PODRÓŻUJ
BEZ OBAW**

Plego Carbon wyposażony jest w baterię litową zgodną z międzynarodowymi normami IATA, dzięki czemu można podróżować z nim samolotem.

* Uwaga: każda linia lotnicza posiada własne wymagania dotyczące transportu akumulatorów litowo-jonowych i ostateczna decyzja o przyjęciu elektrycznego wózka inwalidzkiego na pokład samolotu należy do niej. Przed podróżą zalecamy sprawdzenie u linii lotniczej lub przewoźnika, czy dopuszczają pojazdy zasilane akumulatorami sklasyfikowane jako UN3171. Więcej informacji znajduje się instrukcji obsługi.

INTELIGENTNA WYDAJNOŚĆ

PLEGO CARBON zapewnia niezawodność w codziennym użytkowaniu. Programowalny* joystick pozwala spersonalizować przyspieszenie, responsywność i kontrolę, zapewniając prawdziwie spersonalizowane wrażenia z jazdy.



ZASIĘG 16 KM Z JEDNYM AKUMULATOREM

PROGRAMOWANY JOYSTICK*

SILNIKI LINUX 250 W

AKUMULATOR LITOWY 12,8 AH 25,9 V

*USTAWIENIA JAZDY MOGĄ BYĆ DOSTOSOWYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO PROFESJONALISTĘ, UŻYWAJĄC DEDYKOWANEGO SPRZĘTU PROGRAMISTYCZNEGO.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PLEGO CARBON?

W porównaniu z innymi składanymi wózkami inwalidzkimi z włókna węglowego, PLEGO CARBON oferuje więcej niż tylko lekkość. Jego najwyższy komfort, komponenty z magnezu i kompaktowa konstrukcja wyznaczają nowy standard. Jest to jeden z najbardziej kompaktowych wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym dostępnych na rynku, jednocześnie oferując komfort i wszechstronność, których użytkownicy potrzebują na co dzień.



**LEKKOŚĆ, ŁATWOŚĆ W TRANSPORCIE,
NAJWYŻSZY KOMFORT I ZNAKOMITA WYDAJNOŚĆ**



Więcej niż lekkość.
Mądrzejszy wybór!

Kategoria	Wartość
Szerokość	590 mm
Długość	915 mm
Szerokość siedziska	450 mm
Głębokość siedziska	460 mm
Waga*	15,15 kg
Rama	W pełni włókno węglowe (lekkie i wytrzymałe)
Koła i widelec	Magnezowe (lekkie i wytrzymałe)
Silniki	Linux 250W
Prędkość maksymalna*	6 km/h
Zasięg jazdy*	do 16 km
Maksymalna waga użytkownika	110 kg
Maksymalny najazd na krawężnik	15 mm
Średnica skrętu	1030 mm
Akumulator	Litowo-jonowy 12,8 Ah, 25,9 V
Wymowany akumulator	Tak
Kontroler	Programowalny joystick (spersonalizowana jazda)
Oparcie	Wyściółka z pianki + oddychająca siatka 3D
Poduszka siedziska	Visco z pianką memory foam, wymowana
Składany	Jeden z najbardziej kompaktowych w swojej klasie
Transport	Łatwy do przechowywania i przewożenia

* Waga bez baterii i poduszki siedziska * Zakres teoretyczny, obliczony zgodnie z normami UE w idealnych warunkach. * Prędkości i zasięg mogą się różnić (ok. 15%). Pomiar w mm, waga w kg. Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg).

ZOBACZ WIĘCEJ NA WWW.VERMEIREN.PL

PLEGO

CARBON



**LEKKI. KOMPAKTOWY.
NAJWYŻSZY KOMFORT.**



VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. łączna 1

55-100 Trzebnica

Polska

www.vermeiren.pl

info@vermeiren.pl