



PLEGO

CARBON

lichte mobiliteit
zonder compromissen



MOBILITEIT VOOR ELKE DAG

Carbon frame, compact opvouwbaar en comfortabel voor dagelijks gebruik.

Perfect voor een actieve levensstijl, reizen en dagelijkse zelfstandigheid.

De PLEGO CARBON combineert een ultralicht carbon-frame met een compact, opvouwbaar ontwerp en hoogwaardige comfortfuncties. Of je nu thuis bent, door de stad rijdt of op reis in het buitenland gaat, hij biedt de ideale mix van draagbaarheid, prestaties en stijl.

BEZOEK NU
WWW.VERMEIREN.CO.NL

SOEPELE EN SCHERPE
BOCHTEN

PAST GEMAKKELIJK IN DE
KOFFER VAN UW WAGEN

PERFECT VOOR
OP REIS

VRIJHEID ZONDER BEPERKINGEN





CARBON

HOOGWAARDIGE MATERIALEN,
SUPERIEURE PRESTATIES

GEMAAKT UIT EEN VOLLEDIG CARBON FRAME

KRACHT, LICHTHEID EN ELEGANTIE

UITGERUST MET ULTRALICHTE MAGNESIUM
VOORVORKEN EN VELGEN

COMFORT VOOR ELKE REIS

PREMIUM RUGLEUNING:
SCHUIM + 3D NET-STOF



VISCO-ELASTISCH
SCHUIM KUSSEN



AFNEEMBAAR
KUSSEN



OPBERGTAS
ACHTERAAN



OPTIES

OPLOSSING VOOR
RECHTOP STAAN



BEGELEIDENDE
CONTROLLER



ELKE REIS COMFORTABEL GEMAAKT

COMPACTE VRIJHEID
GEMAKKELIJK GEMAAKT

VOUWT OP IN ENKELE SECONDEN

WIJ ZORGEN VOOR UW MOBILITEIT

De PLEGO CARBON is een van de meest compacte elektrische rolstoelen in zijn klasse, kan binnen enkele seconden worden opgevouwen en past gemakkelijk in de kofferbak van een auto.

IDEAAL VOOR HET STADSLEVEN,
REIZEN EN OPSLAG



WE CARE FOR YOU

ONTWORPEN VOOR HET STADSLEVEN EN REIZEN

EN DAGELIJKS GEMAK

**REIZEN IN
ALLE EENVOUD**

15,15 KG



Optional standing support

**REIS MET EEN
GERUST GEVOEL**

De Plego Carbon is uitgerust met een lithiumbatterij die voldoet aan de internationale IATA*-normen, waardoor u met een gerust hart kunt reizen.

* Opmerking: elke luchtvaartmaatschappij heeft haar eigen vereisten met betrekking tot het vervoer van lithium-ionbatterijen en behoudt zich het recht om uiteindelijk te beslissen of de rolstoel aan boord mag worden toegelaten. Wij raden u aan om vóór uw reis bij uw luchtvaartmaatschappij of vervoerder na te gaan of batterijvoertuigen met de UN3171 code zijn toegestaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

SLIMME PRESTATIES

PLEGO CARBON levert betrouwbare prestaties voor dagelijks gebruik. Met de programmeerbare* joystick kunt u de acceleratie, responsiviteit en controle personaliseren, voor een rijervaring die volledig op uw wensen is afgestemd.



16 KM RIJBEREIK MET ÉÉN BATTERIJ

PROGRAMMEERBARE JOYSTICK*

MOTOREN LINUX 250 W

LITHIUM BATTERIJ 12,8 AH 25,9 V

*RIJ-INSTELLINGEN KUNNEN AANGEPAST WORDEN DOOR EEN GEKwalificeerde
PROFESSIONAL MET BEHULP VAN SPECIALE PROGRAMMEERAPPARATUUR.

WAAROM KIEZEN VOOR PLEGO CARBON?

Vergeleken met soortgelijke opvouwbare carbonrolstoelen biedt de PLEGO CARBON veel meer dan alleen zijn lichte gewicht. Het superieure comfort, de magnesiumcomponenten en het compacte ontwerp zetten een nieuwe standaard.

Als een van de meest compacte elektrische rolstoelen op de markt, biedt hij ook het comfort en de aanpasbaarheid die gebruikers dagelijks nodig hebben.



**LICHTGEWICHT, DRAAGBAARHEID,
HOOGWAARDIG COMFORT EN SLIMME PRESTATIES**



Meer dan alleen lichtheid.
Een slimmere keuze!

Categorie	Waarde
Breedte	590 mm
Lengte	915 mm
Zitbreedte	450 mm
Zitdiepte	460 mm
Gewicht*	15,15 kg
Frame	Volledig carbon (lichtgewicht en sterk)
Wielen & voorvork	Magnesium (licht en duurzaam)
Motoren	Linux 250W
Maximale snelheid*	6 km/u
Actieradius*	tot 16 km
Max. gebruikersgewicht	110 kg
Obstakelhoogte	15 mm
Draaicirkel	1030 mm
Batterij	Lithium-ion 12,8 Ah, 25,9 V
Verwijderbarebatterij	Ja
Besturing	Programmeerbare joystick (gepersonaliseerde rijervaring)
Rugleuning	Schuimvulling + ademend 3D net-stof
Zitkussen	Visco met traagschuim, afneembaar
Opvouwbaar	Een van de meest compacte in zijn klasse
Transport	Gemakkelijk op te bergen en te vervoeren

* Gewicht zonder batterij en zitkussen * De actieradius is berekend volgens Europese normen.

* Snelheid en rijbereik kunnen afwijken (ca. 15%). Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.VERMEIREN.CO.NL

PLEGO

CARBON



**LICHTGEWICHT. COMPACT.
OPTIMAAL COMFORT.**



VERMEIREN Nederland bv

c/o: Vermeirenplein 1-15

B-2920 Kalmthout - België

www.vermeiren.co.nl

orders@vermeiren.co.nl