

KUARZ

Inspiriert von der Vergangenheit,
gestaltet für die Zukunft.



WER WIR SIND

VERMEIREN, seit 1957 Hersteller von Rollstühlen, spielt eine Schlüsselrolle in der Welt der Hilfsmittel zur Rehabilitation. Die europäische Gruppe Vermeiren hat sich im Laufe der Jahre auf die Herstellung von Rollstühlen, medizinischen Betten, Elektromobilen, Rollatoren und anderen Produkten spezialisiert, die Patienten oder Benutzer bei der Wahrung der Autonomie und Mobilität bestmöglich unterstützen.

Unsere europäischen Entwicklungs- und Designerteams sind mit High-Tech-Werkzeugen ausgestattet, die jedem von uns hergestellten Produkt Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität verleihen. Heute ist Vermeiren ein Konzern mit mehr als 1300 Mitarbeitern und Niederlassungen in Europa und Asien. Vermeiren liefert weltweit Produkte in mehr als 45 Länder.

Email: info@vermeiren.de
Website: <https://www.vermeiren.de>







MOBILITÄT

MIT WÜRDE UND STYLE

Ein modernes **Elektromobil** ist weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel von A nach B – es steht für **Freiheit, Würde und Style**. Mit seinem eleganten, zeitgemäßen Design ist es ein Fahrzeug, auf das man stolz sein kann – ob beim Kaffeetrinken mit Freunden, beim Einkaufsbummel oder bei einer entspannten Fahrt durch den Park.

Es steht für **selbstbewusste Mobilität**, mit der Gewissheit, jederzeit unabhängig und frei unterwegs zu sein.

Das ist nicht einfach Mobilität – das ist ein **Lebensgefühl**, welches **Komfort, Alltagstauglichkeit und Stil** vereint und jede Fahrt zu einer kleinen Feier deiner Persönlichkeit macht.







MIT PRÄZISION GESTALTET

Unsere **Elektromobile** entstehen aus **Präzision und Leidenschaft** – sie werden vollständig in unseren eigenen Werken entwickelt und gefertigt. Jedes einzelne Element ist mit größter Sorgfalt gestaltet – kein Detail ist zu klein, um keine Bedeutung zu haben. Vom geschmeidigen Griff der Lenkung, über die Leuchtkraft der LED-Beleuchtung, bis hin zum Komfort des verstellbaren Sitzes – jedes Teil wird bis ins Detail perfektioniert.

Hier geht es nicht nur darum, ein Elektromobil zu bauen – es geht darum, **einen verlässlichen Begleiter für den Alltag** zu schaffen. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das **Funktion, Sicherheit und Style** harmonisch vereint – ein Produkt, auf das wir stolz sind und das Du mit Stolz fahren wirst.



SBS*-LED-FRONTSCHWEINWERFER



LED-BLINKER



KLAPPBARER SITZ



FESTSTELLBREMSE



LED-RÜCKLEUCHTEN



KIPPSCHUTZ



DREHBARER/VERSTELLBARER SITZ



LCD-DISPLAY MIT ADAPTIVER HELLGKEIT



PREMIUM-SITZAUSSTATTUNG

*SBS: See and Be Seen - Sehen und gesehen werden - fortschrittliche LED-Lichttechnologie

FARBEN

MACH ES ZU DEINER

Der **Kuarz** ist in **sechs ausdrucksstarken Farben** erhältlich – denn Dein Elektromobil sollte so individuell sein wie Du selbst. Ob passend zur Farbe Deiner Augen, abgestimmt auf Dein Lieblingsoutfit oder einfach in Deinem absoluten Lieblingsfarbton – Farbe ist eine kraftvolle Art, **Deine Persönlichkeit zu zeigen**. Ein kräftiges Rot steht für Abenteuerlust und Lebensfreude, während ein kühles Grau Ruhe, Selbstvertrauen und Gelassenheit ausstrahlt.

Von stilvollen Naturtönen bis hin zu auffälligen Akzentfarben – es gibt für jede Stimmung und jeden Geschmack den passenden **Kuarz**. Denn **Kuarz** ist nicht einfach ein Fortbewegungsmittel – es ist **Teil deines persönlichen Stils**, und die richtige Farbe macht den entscheidenden Unterschied.



Arctic Grün

Der **Kuarz in Arctic Grün** spiegelt eine **ruhige, ausgeglichene Persönlichkeit** wider – mit einer Liebe zur Natur und einem Sinn für frische Anfänge. Ideal für alle, die **Harmonie, Optimismus** und einen **klaren, selbstbewussten Stil** schätzen.



Burgundy Rot

Burgundy Rot steht für **Tiefe, Wärme und stille Stärke**. Diese Farbe ist die Wahl für Menschen, die das Leben mit Leidenschaft genießen, feine Details zu schätzen wissen und eine **klassische, souveräne Ausstrahlung** besitzen.





Cool Grau

Warum **Cool Grau**? Weil es **moderne Gelassenheit, Understatement und innere Ruhe** verkörpert. Ideal für alle, die auf **zurückhaltenden Stil mit zeitloser Eleganz** setzen – ein Design, das nicht laut ist, sondern Eindruck hinterlässt.



Olive Grün

Mit **Olive Grün** entscheidest Du Dich für **Harmonie, Natürlichkeit und Beständigkeit**. Ein Farbtton, der **Bodenhaftung, Ruhe und innere Stärke** ausstrahlt – perfekt für alle, die das Leben mit Gelassenheit und Stil genießen.



Mat Gold

Mat Gold steht für **Raffinesse, Selbstbewusstsein und zeitlose Eleganz**. Diese Farbe spiegelt den Geschmack jener wider, die das **Besondere lieben** – subtil, edel und stets mit einem Hauch Exklusivität.



Pearl Orange

Pearl Orange steht für **Energie, Kreativität und Lebensfreude**. Es ist die Farbe für Menschen, die Optimismus ausstrahlen, gern im Mittelpunkt stehen und mit ihrem Enthusiasmus andere inspirieren. Ein Farbtton voller Wärme, Ausdruckskraft und positiver Energie.



INDIVIDUELL WIE DU

DEIN KUARZ, DEIN STIL

Erst die richtigen Details machen aus einem Elektromobil **Dein persönliches Kuarz**. Spiegel, Rückfahrkamera oder Regen- und Sonnenschutz sind weit mehr als nur Zubehör – sie sind **kleine, durchdachte Extras**, die jede Fahrt angenehmer, sicherer und komfortabler machen. Eine Schutzhülle sorgt dafür, dass Dein Elektromobil immer gepflegt aussieht, während ein Halter für den Rollator sicherstellt, dass Deine Mobilität **immer mit Dir unterwegs ist**.

Ob **Komfort, Stil oder praktische Funktionalität** – mit den passenden Optionen passt sich Dein Kuarz perfekt Deinem Alltag an. Denn warum sich mit Standard zufriedengeben, wenn Du ein Elektromobil haben kannst, das so **einzigartig, vielseitig und individuell** ist wie Du selbst?

Abgebildetes Zubehör (von links nach rechts): MOVO Regen- / Sonnenschutz, Spiegelset, Straßen- oder Profilreifen, farblich abgestimmte Radkappen passend zur Fahrzeugfarbe, Topcase hinten, Einkaufskorb vorne, Schutzabdeckung, Rückfahrkamera





TECHNIK

IM DETAIL

Wenn es um **Elektromobile für Senioren** geht, sind technische Daten weit mehr als nur Zahlen – sie sind **der Schlüssel zur Freiheit auf vier Rädern**. Breite und Länge entscheiden, ob Du mühelos durch Türen gleitest oder beim Wenden ein wenig rangieren musst. Das Gewicht zeigt, ob Dein Kuarz ein stabiler Straßenbegleiter ist oder sich leicht manövrieren lässt. Die Reichweite verrät Dir, ob Du ganz entspannt zum Café und wieder

zurückfahren kannst – ohne nach einer Steckdose zu suchen. Und selbst die Höchstgeschwindigkeit spielt eine Rolle: **schnell genug, um den Fahrtwind zu spüren, langsam genug, um die Kontrolle zu behalten**.

Diese Werte sorgen dafür, dass Dein Elektromobil **sicher, bequem und rundum auf Dich abgestimmt** ist – für ein Fahrgefühl, das Freiheit, Komfort und Freude verbindet.

■ Gesamtbreite	680 mm
■ Gesamtlänge	1505 mm
■ Gesamthöhe	1345 mm - 1395 mm
■ Höhe im zusammengeklappten	870 mm
■ Sitzhöhe	480 mm - 530 mm
■ Sitzbreite	525 mm
■ Sitztiefe	480 mm
■ Höhe der Rückenlehne	550 mm
■ Fußplattenhöhe	200 mm

■ Bodenfreiheit	100 mm
■ Wendekreis	3400 mm
■ Batterien	100 Ah (C20), 12V DC, wartungsfreie, auslaufsichere AGM-Batterie
■ Geschützt gegen Spritzwasser	IPX4
■ Motor	750 W
■ Geschwindigkeit*	15 km/h
■ Reichweite*	45 km
■ Gewicht	158 kg
■ Maximale Belastbarkeit	150 kg

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



KUARZ



TRADITION

TRIFFT INNOVATION

In unserem **Kurzfilm** haben wir versucht, eine Brücke zwischen **Tradition und Zukunft** zu schlagen. Elegante Linien und Formen sind **zeitlos** – ganz gleich, ob sie in einem klassischen Fahrzeug Ausdruck finden, das mit Liebe und Sorgfalt gefertigt wurde, oder in einem modernen, stilvollen Design eines **Elektromobils** der neuen Generation.



SCANNEN UND
SCHAUEN





VERMEIREN

we care for you



VR - **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - België
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Kuarz DE 2026-08 v1.0