

SYNC

Zainspirowany przeszłością,
stworzony dla przyszłości



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

O NAS

VERMEIREN, producent wózków inwalidzkich od 1957 roku, jest znaczącym graczem w świecie sprzętu medycznego. Przez lata grupa Vermeiren wyspecjalizowała się w produkcji wózków inwalidzkich, łóżek pielęgnacyjnych, wózków specjalnych, komfortowych i wszelkich innych produktów, które mogą towarzyszyć użytkownikowi w utrzymaniu jego niezależności i mobilności.

Działy rozwoju i projektowania w Europie są wyposażone w precyzyjne, zaawansowane technologicznie narzędzia, co zapewnia niezawodność i jakość każdego produktu wytwarzanego przez Vermeiren. Dzisiaj Vermeiren to grupa zatrudniająca ponad 750 pracowników z oddziałami w Europie i Azji. Vermeiren dostarcza produkty na sprzedaż w ponad 45 krajach na całym świecie.

VERMEIREN Polska sp. z o.o.

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

Email : info@vermeiren.pl

Website : <https://www.vermeiren.pl>





YouTube



ZESKANUJ I
OBEJRZYJ



PRECYZJA

W PROJEKTOWANIU

Nasze skutery powstają z precyzją i dumą, projektowane i budowane w całości w naszych własnych fabrykach. Każdy element jest starannie wykonany - żaden szczegół nie jest zbyt mały, by go pominąć. Od gładkiej konstrukcji kolumny kierownicy, przez jasność światła LED, komfort regulowanego fotela, po jakość każdej nakrętki i śrubki - wszystko jest

dopracowane do perfekcji. Nie chodzi tylko o zbudowanie skutera, ale o stworzenie zaufanego towarzysza codziennych podróży.

W rezultacie powstał pojazd, który łączy w sobie funkcjonalność, bezpieczeństwo i styl - coś, co z dumą sygnujemy naszą marką, a Ty będziesz dumny z jazdy.



PRZEDNIE ŚWIATŁA LED SBS*



KIERUNKOWSKAZY LED



SKŁADANA KOLUMNĄ KIEROWNICY



OBROTOWE I REGULOWANE SIEDZENIE



TYLNE ŚWIATŁA LED



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEWROCENIEM



TRYB JAZDY LUB NEUTRALNY



KONTROLER ZE WSKAŹNIKIEM NAŁADOWANIA AKUMULATORA



SKŁADANE OPARCIE


*SBS: See and Be Seen – zaawansowana technologia oświetlenia LED zapewniająca większe bezpieczeństwo podczas jazdy w warunkach słabego oświetlenia.

KOLORY

MASZ TO COŚ

Sync jest dostępny w szerokiej gamie sześciu żywych kolorów, ponieważ Twój skuter powinien odzwierciedlać Ciebie. Niezależnie od tego, czy chcesz, aby pasował do koloru Twoich oczu, pasował do Twojej garderoby, czy po prostu posiadał Twój ulubiony odcień, kolor to świetny sposób na wyrażenie Twojej osobowości. Wyrazista czerwień może oznaczać „ducha przygody”, a chłodna szarość szepcze „spokój i pewność siebie”.


Od stylowych neutralnych po przyciągające wzrok jaskrawe barwy, znajdziesz idealne dopasowanie do każdego nastroju i gustu. W końcu Sync to nie tylko środek transportu, to część Twojego osobistego stylu, a odpowiedni kolor robi ogromną różnicę.



Arktyczna zieleń




Burgundowa
czerwień



Chłodna szarość



Matowe złoto



Oliwkowa zieleń



Perłowy
pomarańcz



Burgundowa czerwień

Burgundowa czerwień na skuterze Sync odzwierciedla głębię, ciepło i cichą siłę. To wybór dla osób, które z pasją podchodzą do życia, doceniają detale i emanują niewymuszonym, klasycznym urokiem.



Chłodna szarość

Dlaczego warto wybrać Cool Grey do swojego Synca? Ponieważ odzwierciedla nowoczesną pewność siebie, dyskretną elegancję i spokojną, niezawodną naturę, idealną dla tych, którzy preferują styl, który szepcze, a nie krzyczy.



Oliwkowa zieleń

Oliwkowa zieleń to kolor, który symbolizuje harmonię, wewnętrzną równowagę i pewność siebie zakorzenioną w naturze. Idealny dla osób, które cenią spokój, siłę i styl łączący świeżość z ponadczasową elegancją.





DOSTOSUJ SWÓJ POJAZD

Opcje sprawiają, że skuter przestaje być tylko środkiem transportu i staje się Twoim skuterem. Lusterka, pasujące kołpaki i pokrowce przeciwdeszczowe to nie tylko dodatki - to drobne detale, które sprawiają, że każda jazda jest płynniejsza, bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Osłona przeciwkurzowa zapewnia mu schludny wygląd, a uchwyt na chodzik sprawia, że Twoja mobilność zawsze jest z Tobą.

Czy to komfort, styl, czy wygoda, personalizacja skutera pozwala idealnie dopasować go do Twojego codziennego życia. W końcu, po co zadowalać się standardem, skoro możesz mieć pojazd, który jest tak wyjątkowy, praktyczny i gotowy na wszystko, jak Ty?

Od lewej do prawej: osłona przeciwdeszczowa/przeciwstoneczna MOVO, zestaw lusterek, opony gładkie lub z bieżnikiem, kołpaki w kolorach pasujących do Twojego skutera, kufer centralny na tył, koszyk na zakupy na przód, pokrowiec ochronny, uchwyt na rolatory np. Quadri Light, uchwyt i rolator 286i, uchwyt na kulę.





TECHNIKA

W SZCZEGÓŁACH

Jeśli chodzi o skutery, szczegóły techniczne to nie tylko liczby, to klucze do wolności na czterech kołach. Szerokość i długość decydują o tym, czy z gracją prześlizgniesz się przez drzwi, czy będziesz musiał skrecać na dwa razy w korytarzu. Waga podpowiada, czy skuter będzie solidnym towarzyszem drogi.

Zasięg oznacza, że wiesz, czy dojedziesz do kawiarni i z powrotem bez szukania wtyczki do ładowania. Nawet prędkość maksymalna ma znaczenie - wystarczająco duża, by poczuć wiatr, wystarczająco spokojna, by nie zerwać kapelusza. Te parametry gwarantują, że jazda jest bezpieczna, wygodna i przyjemna.

■ Szerokość całkowita	630 mm
■ Długość całkowita	1235 mm
■ Wysokość całkowita	1275 mm - 1325 mm
■ Wysokość po złożeniu	830 mm
■ Wysokość siedziska	420 mm - 470 mm
■ Szerokość siedziska	470 mm
■ Głębokość siedziska	495 mm
■ Wysokość oparcia	530 mm
■ Wysokość podnóżka	185 mm

■ Pokonywanie przeszkód	110 mm
■ Średnica zawracania	3530 mm
■ Akumulatory 38 Ah or 50 Ah (C20), 12V DC, aku. AGM zabezpieczony przed wyciekami	
■ Stopień ochrony	IPX4
■ Silniki	450 W / 500 W / 650 W
■ Prędkość*	10 km/h / 12 km/h / 15 km/h
■ Zasięg jazdy*	25 km - 41 km
■ Waga	109 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	140 kg

*Zasięg jazdy obliczony jest zgodnie z normami europejskimi. *Prędkość i zasięg jazdy mogą się różnić (ok. 15%). Dopuszczalne tolerancje wymiarów i wagi: 15 mm, 1,5 kg i 1,5%.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.



VERMEIREN

we care for you



R.E. : **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - Belgia
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Sync PL 2026-08 v1.0