



PLEGO

CARBON

MOBILITÉ LÉGÈRE
SANS COMPROMIS



LA MOBILITÉ AU QUOTIDIEN

Cadre en carbone, pliage compact et confort au quotidien. Idéal pour les modes de vie actifs, les voyages et l'autonomie au quotidien.

Avec son cadre ultra-léger en fibre de carbone, son design pliable compact et ses caractéristiques de confort haut de gamme, le PLEGO CARBON est conçu pour une liberté quotidienne. Que vous soyez chez vous, en ville ou en voyage à l'étranger, il offre l'équilibre parfait entre portabilité, performance et style.

VISITEZ DÈS MAINTENANT
WWW.VERMEIREN.CH

VIRAGES SERRÉS
EN DOUCEUR

SE RANGE FACILEMENT
DANS LE COFFRE DE
VOTRE VOITURE

PARFAIT POUR
VOS VOYAGES

LIBERTÉ SANS LIMITE





CARBON

**MATÉRIAUX HAUT DE
GAMME, PERFORMANCES
SUPÉRIEURES**

**FABRIQUÉ AVEC UN CADRE ENTIÈREMENT
EN FIBRE DE CARBONE**

FORCE, LÉGÈRETÉ ET ÉLÉGANCE

**ÉQUIPÉE DE JANTES ET DE FOURCHES
ULTRA LÉGÈRES EN MAGNÉSIUM**

DU CONFORT POUR CHAQUE TRAJET

DOSSIER PREMIUM :
MOUSSE + MAILLE 3D



COUSSIN EN MOUSSE
VISCOÉLASTIQUE



COUSSIN
AMOVIBLE



POCHE
ARRIÈRE



CHAQUE VOYAGE DEVIENT UNE
EXPÉRIENCE CONFORTABLE

SE PLIE EN QUELQUES SECONDES

LA LIBERTÉ COMPACTE EN
TOUTE SIMPLICITÉ



NOUS PRENONS SOIN
DE VOTRE MOBILITÉ

Figurant parmi les fauteuils roulants électriques les plus compacts de sa catégorie, le PLEGO CARBON se plie en quelques secondes et se range facilement dans un coffre de voiture.

IDÉAL POUR LA VILLE, LE
VOYAGE ET LE STOCKAGE



NOUS PRENONS SOIN
DE VOUS

CONÇU POUR LA VILLE, LES VOYAGES

ET LES TRAJETS DU QUOTIDIEN

**VOYAGER EN
TOUTE SIMPLICITÉ**

15,15 KG



**VOYAGER EN
TOUTE SÉRÉNITÉ**

Le Plego Carbon est équipé d'une batterie au lithium conforme aux normes internationales IATA*, vous offrant ainsi la liberté de voyager en toute confiance.

* Remarque : chaque compagnie aérienne a ses propres exigences concernant le transport des batteries lithium-ion et se réserve le droit de décider en dernier ressort si le fauteuil roulant peut être accepté à bord. Avant de voyager, nous vous recommandons de vérifier auprès de votre compagnie aérienne ou de votre transporteur si les véhicules à batterie classés sous le code UN3171 sont autorisés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

PERFORMANCE INTELLIGENTE

PLEGO CARBON offre des performances fiables au quotidien.

Son joystick programmable* vous permet de personnaliser l'accélération, la réactivité et le contrôle, pour une expérience de conduite sur mesure.



* LES RÉGLAGES DE CONDUITE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ À L'AIDE D'UN ÉQUIPEMENT DE PROGRAMMATION DÉDIÉ.

16 KM D'AUTONOMIE AVEC UNE SEULE BATTERIE

JOYSTICK PROGRAMMABLE*

MOTEURS LINUX 250 W

BATTERIE LITHIUM 12,8 AH 25,9 V

POURQUOI CHOISIR PLEGO CARBON ?

Comparé aux fauteuils roulants pliables en carbone similaires, le PLEGO CARBON offre bien plus que sa légèreté. Son confort haut de gamme, ses composants en magnésium et sa conception compacte établissent une nouvelle norme. Figurant parmi les fauteuils roulants électriques les plus compacts du marché, il offre également le confort et l'adaptabilité dont les utilisateurs ont besoin au quotidien.



**LÉGÈRETÉ, PORTABILITÉ, CONFORT HAUT
DE GAMME ET PERFORMANCE INTELLIGENTE**



Bien plus que de la légèreté.
Un choix plus judicieux !

Catégorie	Valeur
Largeur	590 mm
Longueur	915 mm
Largeur d'assise	450 mm
Profondeur d'assise	460 mm
Poids*	15,15 kg
Cadre	Entièrement en fibre de carbone (léger et robuste)
Roues & fourches	Magnésium (léger et durable)
Moteurs	Linux 250W
Vitesse maximale*	6 km/h
Autonomie*	jusqu'à 16 km
Poids maximum de l'utilisateur	110 kg
Franchissement	15 mm
Giration	1030 mm
Batterie	Lithium-ion 12,8 Ah, 25,9 V
Batterie amovible	Oui
Contrôleur	Joystick programmable (conduite personnalisée)
Dossier	Rembouillage en mousse + maille 3D respirante
Coussin d'assise	Visco avec mémoire de forme, amovible
Pliable	L'un des plus compacts de sa catégorie
Transport	Facile à ranger et à transporter

* Poids sans batterie et coussin de siège * L'autonomie est calculée selon les normes européennes.

* La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Dimensions en mm, poids en kg.

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

Sous réserve de modifications techniques.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ

WWW.VERMEIREN.CH

PLEGO

CARBON



**LÉGER. COMPACT.
CONFORT SUPÉRIEUR.**



VERMEIREN Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62

3645 Gwatt (Thun)

Suisse

www.vermeiren.ch

info@vermeiren.ch