

KUARZ

Inspiré par le passé,
tourné vers l'avenir



À PROPOS DE NOUS

VERMEIREN, fabricant de fauteuils roulants depuis 1957 est un acteur incontournable dans le monde du matériel médical. Notre entreprise s'est spécialisée au fil des années dans la fabrication de fauteuils roulants, de lits médicalisés, de scooters, de fauteuils coquilles, de fauteuils de confort et tout autre produit pouvant accompagner un patient ou un utilisateur dans le maintien de son autonomie et de sa mobilité.

Nos équipes européennes de développement et de conception sont équipées d'outils de haute technologie apportant précision, fiabilité et qualité sur chacun des produits que nous fabriquons. **VERMEIREN**, c'est aujourd'hui un groupe de 1300 collaborateurs, 12 filiales à l'international, et des produits distribués dans plus de 45 pays à travers le monde.

Email: info@vermeiren.be

Website: <https://www.vermeiren.be>







LA MOBILITÉ

AVEC DIGNITÉ ET STYLE

Un scooter électrique moderne, c'est bien plus qu'un simple moyen d'aller d'un point A à un point B – c'est la liberté, la dignité et le style réunis. Avec son design élégant et tendance, c'est le genre de véhicule dont on est fier, que ce soit pour rejoindre des amis autour d'un café, faire un peu de shopping ou profiter d'une promenade paisible au parc.

C'est une manière d'avancer dans la vie avec confiance, en sachant que vous avez l'indépendance d'aller où vous voulez, quand vous le voulez.

Ce n'est pas seulement de la mobilité – c'est une amélioration de votre style de vie, alliant confort, praticité et une touche d'élégance qui transforme chaque trajet en une célébration !







CONÇU AVEC PRÉCISION

Nos scooters électriques sont conçus avec précision et fierté, entièrement fabriqués dans nos propres usines. Chaque élément est pensé avec soin et chaque détail est important. De la douceur de la colonne de direction à l'éclat des feux à LED, du confort du siège réglable à la qualité de chaque vis et boulon, tout est minutieusement vérifié.

Il ne s'agit pas seulement de construire un scooter ; il s'agit de créer un compagnon de confiance pour vos déplacements quotidiens. Le résultat : un véhicule qui allie fonctionnalité, sécurité et style — un produit dont nous sommes fiers, et que vous serez fier(e) de conduire.



FEUX AVANT À LED SBS*



CLIGNOTANTS LED



CHAISE PLIANTE



FREIN DE STATIONNEMENT



ECLAIRAGE LED



ANTI-BASCULEMENT



SIÈGE ROTATIF/RÉGLABLE



ÉCRAN LCD AVEC LUMINOSITÉ ADAPTATIVE



FINITION HAUT DE GAMME

*SBS: See and Be Seen - Voir et être vu - technologie d'éclairage LED avancée

COULEURS

AFFIRMEZ VOTRE STYLE

Kuarz se décline dans une gamme vibrante de six couleurs, car votre scooter doit vous ressembler. Que vous souhaitiez l'accorder à la couleur de vos yeux, à votre garde-robe, ou simplement choisir votre teinte préférée, la couleur est une manière puissante d'exprimer votre personnalité. Un rouge audacieux dit "esprit d'aventure", tandis qu'un gris doux murmure "calme et confiance".

Des neutres élégants aux tons vifs et accrocheurs, il y a une couleur parfaite pour chaque humeur et chaque goût. Après tout, Kuarz n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une partie de votre style personnel — et la bonne couleur fait toute la différence.



Arctic Green (Vert Arctique)

Le Kuarz en Vert Arctique reflète une personnalité calme et équilibrée, aimant la nature et les nouveaux départs — parfait pour ceux qui valorisent l'harmonie, l'optimisme et un style frais et assuré.



Burgundy Red (Rouge Bourgogne)

Le Rouge Bourgogne exprime la profondeur, la chaleur et une force tranquille. C'est le choix de ceux qui vivent avec passion, apprécient les beaux détails et dégagent un charme classique sans effort.





Cool Grey (Gris Froid)

Pourquoi choisir le Gris Froid pour votre Kuarz ? Parce qu'il évoque la confiance moderne, l'élégance discrète et une nature posée et fiable — idéal pour ceux qui préfèrent un style qui suggère plutôt qu'il n'impose.



Olive Green (Vert Olive)

Le Vert Olive incarne l'harmonie, la confiance ancrée et la connexion à la nature — idéal pour ceux qui apprécient la force tranquille et un style à la fois frais et durable.



Mat Gold (Or Mat)

L'Or Mat reflète une personnalité raffinée, confiante et d'une élégance intemporelle. Vous appréciez les détails subtils de la vie et aimez faire une impression à la fois sobre et distinguée.



Pearl Orange (Orange Perlé)

L'Orange Perlé suggère une personnalité énergique, créative et pleine d'optimisme. Il reflète une joie de vivre, un goût pour la différence et une capacité à inspirer chaleur et positivité autour de soi.



PERSONNALISEZ VOTRE TRAJET

Les options, c'est ce qui transforme un scooter "standard" en un scooter unique !

Rétroviseurs, caméras de recul et protections contre la pluie ne sont pas que des accessoires — ce sont ces petits plus qui rendent chaque trajet plus fluide, plus sûr et plus agréable.


Une housse protège votre scooter, tandis qu'un support de déambulateur vous permet d'emporter votre aide à la marche partout avec vous !

Que vous recherchiez le confort, le style ou la praticité, personnaliser votre scooter vous permet de l'adapter parfaitement à votre vie quotidienne.

Après tout, pourquoi se contenter du standard quand vous pouvez avoir un véhicule aussi unique, pratique et prêt à tout pour vous ?

De gauche à droite : protection pluie/soleil MOVO, jeu de rétroviseurs, pneus lisses ou à crampons, enjoliveur assorti à la couleur du scooter, top case arrière, panier avant, housse de protection, caméra de recul.





TECHNIQUE

EN DÉTAIL

Quand il s'agit de scooters électriques, les détails techniques ne sont pas que des chiffres, ce sont les clés de votre liberté. La largeur et la longueur déterminent si vous passez les portes avec aisance ou si vous devez manœuvrer dans le couloir.

Le poids indique s'il s'agit d'un compagnon de route robuste ou facile à déplacer.

L'affichage d'autonomie vous dit si vous pouvez aller au café et revenir sans chercher une prise pour recharger.

Même la vitesse maximale compte — assez rapide pour sentir le vent, mais assez douce pour garder votre chapeau. Ces spécifications garantissent que votre scooter soit sûr, confortable et toujours un plaisir à conduire.

■ Largeur totale	680 mm
■ Longueur totale	1505 mm
■ Hauteur totale	1345 mm - 1395 mm
■ Hauteur plié	870 mm
■ Hauteur d'assise	480 mm - 530 mm
■ Largeur d'assise	525 mm
■ Profondeur d'assise	480 mm
■ Hauteur du dossier	550 mm
■ Hauteur du repose-pieds	200 mm

■ Garde au sol	100 mm
■ Giration	3400 mm
■ Batteries	80 Ah (C20), 12V DC, batterie gel
■ Indice de protection	IPX4
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	15 km/h
■ Rayon d'action*	45 km
■ Poids	158 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg

* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. * Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



KUARZ



YouTube



SCANEZ ET
REGARDEZ-MOI

LE PASSÉ

RENCONTRE LE FUTUR

Dans notre film de présentation, nous avons voulu créer un lien entre le passé et le futur. Les lignes et formes élégantes sont intemporelles — qu'il s'agisse d'un moyen de transport classique, conçu avec amour et soin, ou d'un design moderne et tendance pour un scooter électrique. Scannez le QR code en haut de cette page et préparez-vous à découvrir le style et les sensations du Kuarz.





VERMEIREN

we care for you



E.R.: **VERMEIREN** group, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - Belgique
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Kuarz WL 2026-02 v1.2