

EON

Inspiré par le passé,
tourné vers l'avenir



À PROPOS DE NOUS

VERMEIREN, fabricant de fauteuils roulants depuis 1957 est un acteur incontournable dans le monde du matériel médical. Notre entreprise s'est spécialisée au fil des années dans la fabrication de fauteuils roulants, de lits médicalisés, de scooters, de fauteuils coquilles, de fauteuils de confort et tout autre produit pouvant accompagner un patient ou un utilisateur dans le maintien de son autonomie et de sa mobilité.

Nos équipes européennes de développement et de conception sont équipées d'outils de haute technologie apportant précision, fiabilité et qualité sur chacun des produits que nous fabriquons. **VERMEIREN**, c'est aujourd'hui un groupe de 1300 collaborateurs, 12 filiales à l'international, et des produits distribués dans plus de 45 pays à travers le monde.

Email: info@vermeiren.be

Website: <https://www.vermeiren.be>





 YouTube



SCANEZ ET
REGARDEZ-MOI



CONÇU AVEC PRÉCISION

Nos scooters sont conçus avec précision et fierté, entièrement fabriqués dans nos propres usines. Chaque élément est pensé avec soin et chaque détail est important. De la douceur de la colonne de direction à l'éclat des feux à LED, du confort du siège réglable à la qualité de chaque vis et boulon, tout est minutieusement vérifié.

Il ne s'agit pas seulement de construire un scooter ; il s'agit de créer un compagnon de confiance pour vos déplacements quotidiens. Le résultat : un véhicule qui allie fonctionnalité, sécurité et style — un produit dont nous sommes fiers, et que vous serez fier(e) de conduire.



FEUX AVANT À LED SBS*



CLIGNOTANTS À LED



DOSSIER RABATTABLE



ACCOUDOIRS RÉGLABLES



FEUX ARRIÈRE À LED



SYSTÈME ANTI-BASCULE



MODES MARCHÉ/ARRÊT



COMMANDE AVEC INDICATEUR DE BATTERIE




GARDE-BOUE

*SBS (Seen and Be Seen) : Voir et être vu - Technologie d'éclairage LED avancée pour une sécurité accrue lors de la conduite dans des conditions de faible luminosité.

DES COULEURS QUI VOUS RESSEMBLENT

Eon se décline dans une gamme éclatante de six couleurs, car votre scooter doit vous ressembler. Que vous souhaitiez l'assortir à la couleur de vos yeux, à votre garde-robe, ou simplement choisir votre teinte préférée, la couleur est un moyen puissant d'exprimer votre personnalité. Un rouge vif peut suggérer un esprit aventureux, tandis qu'un gris élégant évoque le calme et la confiance.


Des teintes neutres et raffinées aux couleurs vives et éclatantes, il y a une couleur parfaite pour chaque humeur et chaque goût. Après tout, Eon n'est pas qu'un simple moyen de transport, c'est un élément de votre style personnel, et la bonne couleur fait toute la différence.




Arctic Green
(Vert Arctique)



Burgundy Red
(Rouge Bourgoine)



Cool Grey
(Gris Froid)



Matt Gold
(Or Mat)



Olive Green
(Vert Olive)



Pearl Orange
(Orange Perlé)



Arctic Green (Vert Arctique)

L'Eon en Vert Arctique reflète une personnalité calme et équilibrée avec un amour de la nature et des nouveaux départs - parfait pour les utilisateurs qui apprécient l'harmonie, l'optimisme et un style rafraîchissant et confiant



Cool Grey (Gris Froid)

Pourquoi choisir le Gris pour votre Eon ?

Parce qu'il évoque la modernité, la confiance, une élégance discrète et une nature calme et fiable, idéal pour ceux qui préfèrent un style subtil et discret.



Matt Gold (Or Mat)

L'or mat reflète une personnalité qui valorise le raffinement, la confiance et l'élégance intemporelle. Vous appréciez les petits détails de la vie et aimez affirmer votre style avec une touche à la fois subtile et distinguée. Sober et distinguée.






PERSONNALISEZ VOTRE SCOOTER

Les options transforment un scooter, d'un simple moyen de transport, en votre scooter. Rétroviseurs, enjoliveurs assortis et housses de protection ne sont pas de simples accessoires : ce sont des petits détails qui rendent chaque trajet plus fluide, plus sûr et plus agréable. Une housse de protection préserve son allure.

Que ce soit pour le confort, le style ou la praticité, personnaliser votre scooter vous permet de l'adapter parfaitement à votre quotidien. Après tout, pourquoi se contenter du standard quand on peut avoir un scooter aussi unique, pratique et prêt à tout, à votre image ?

De gauche à droite : porte-béquilles, rétroviseurs (standard), pneus lisses ou pneus crantés, enjoliveur assorti à la couleur de votre scooter, panier à l'avant (standard), top-case à l'arrière, housse de protection.





Veuillez contacter votre revendeur spécialisé pour obtenir des informations sur la compatibilité.

TECHNIQUE

EN DÉTAIL

Quand il s'agit de scooters, les caractéristiques techniques ne sont pas de simples chiffres : ce sont les clés de votre liberté. La largeur et la longueur déterminent si vous passez aisément les portes ou si vous devez manœuvrer dans le couloir. Le poids indique s'il s'agit d'un compagnon robuste pour la route ou d'un modèle plus facile à déplacer au quotidien.

L'autonomie, c'est la garantie de pouvoir aller jusqu'au café et en revenir sans chercher une prise de recharge. Même la vitesse de pointe compte : assez rapide pour sentir le vent, mais suffisamment maîtrisée pour garder votre chapeau en place. Toutes ces spécifications sont là pour vous offrir une conduite sûre, confortable, et pleinement à votre image.

■ Largeur totale	565 mm
■ Longueur totale	1170 mm
■ Hauteur totale	1050 mm - 1100 mm
■ Hauteur plié	900 mm
■ Hauteur d'assise	460 mm - 520 mm
■ Largeur d'assise	470 mm
■ Profondeur d'assise	420 mm
■ Hauteur du dossier	480 mm
■ Hauteur du repose-pieds	140 mm

■ Garde au sol	80 mm
■ Giration	2700 mm
■ Batteries	38 Ah ou 50 Ah (C20), 12V DC, batterie gel
■ Indice de protection	IPX4
■ Puissance	320 W
■ Vitesse*	10 km/h
■ Rayon d'action*	29 km ou 37 km
■ Poids	89 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	140 kg

* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. * Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



VERMEIREN

we care for you



E.R.: **VERMEIREN GROUP**, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - Belgique
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Eon BE FR 2026-08 v1.0