



SCHEDA TECNICA

SCOOTER MOD. SEDNA PREMIUM

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

REPERTORIO DM SSN NR : 1692473/R

CODICE ISO: 12.23.03.006

DESCRIZIONE: Scooter elettrico a quattro ruote, intuitivo e facile da utilizzare. Comodo da piegare e riporlo in bauli di auto pronto all'occorrenza, ideale per l'utilizzo all'interno ed anche all'esterno, per brevi tratti, su marciapiedi e/o strade pianeggianti. Il sedile girevole favorisce l'ingresso nello scooter anche a persone con limitate capacità di movimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Sedile girevole
Braccioli
Lunghezza: mm 960
Larghezza: mm 530
Altezza: mm 870
Peso totale : Kg. 31,6
Motore: Nom. 270 W
Batterie: 2 4V/10,5 Ah (Litio)
Caricabatterie: 2,36 Ah (esterno)
Comando di guida: a manubrio
Ruote anteriori: 200x50 gonfiabili
Ruote posteriori: 2,80/2,50 - 4 gonfiabili
Velocità massima: 6 Km/h
Autonomia: ca. 14 Km
Portata nominale (carico max): 115 Kg
Pendenza massima: 6°
Protezione antiribaltamento: Di serie
Colore telaio: rosso

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Lo scooter mod. SEDNA PREMIUM è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Gli scooter Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Dispositivo Medico di Classe I. Lo scooter SEDNA PREMIUM è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per quanto riguarda le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care **for you**