



SCHEDA TECNICA

DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE MOD. LINDSEY

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Il deambulatore fisso pieghevole mod. LINDSEY ha una doppia funzione di supporto, può essere utilizzato come classico deambulatore oppure come rialzo da una sedia e/o poltrona.

CODICE ISO: 12.06.03.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **663393/R**

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza: cm. 59
- Profondità: cm. 54
- Profondità da piegato: cm. 12
- Altezza: cm. 79 - 97
- Peso: kg. 2,75
- Portata massima: kg. 130
- Telaio in alluminio
- Impugnature in gomma



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il deambulatore mod. LINDSEY è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come Dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MD, ISO 21856 (ex EN 12182), EN 1985:1999, ISO 11199-1:2021 ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il deambulatore mod. LINDSEY è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

