



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA MOD. JAZZS50 KIDS

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La JAZZS50 Kids è una carrozzina standard, compatta e robusta, per l'utilizzo quotidiano. È pieghevole, facile da manovrare e da trasportare.

CODICE MINISTERIALE: 12.22.03.003 (ex 12.21.06.036)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:
2304503/R

MISURE: La carrozzina JAZZS50 Kids è disponibile nelle misure di sedile da cm. 32 e/o 36, con profondità sedile cm. 32.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale fisso.
- Altezza schienale 34 cm.
- Braccioli estraibili (B03)
- Pedane B06 standard regolabili in altezza ed estraibile, su richiesta pedane BZ8 regolabili in Inclinazione
- Ruote anteriori 6" in PU nere
- Ruote posteriori 22" PU nere, ad estrazione rapida
- Portata massima: Kg 60
- Colori disponibili: C91 verde mela

MATERIALE: Telaio in acciaio e sedile in nylon colore nero.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina mod. JAZZS50 Kids è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina JAZZS50 Kids è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

