



## SCHEDA TECNICA

### CUSCINO BRIO PHYSIPRO

**Produttore:** PHYSIPRO  
370, 10<sup>e</sup> Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) – J1G 2R7 - Canada

**Distributore:** VERMEIREN Group N.V. - Belgio

**Descrizione:** Il cuscino **Brio** è un cuscino destinato principalmente alle persone che richiedono un moderato supporto posturale. Allevia la pressione nelle zone a rischio, riduce lo scivolamento e garantisce maggiore stabilità grazie alla forma anatomica.

**Codice ISO:** 18.09.39.015

**CND:** Y180939

**Repertorio DM SSN** (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **in corso**

**Materiale:** Uretano di alta qualità. Imbottitura in Comfort Foam, con strato interno in Memory Foam per alleviare la pressione sulla tuberosità ischiatica ridistribuendo la pressione verso i muscoli della parte anteriore della coscia. Doppia fodera stretch, anti-scivolo e impermeabile

**Dimensioni:**

Standard: 35,5 x 35,5 cm; 40,5 x 40,5 cm; 40,5 x 45,5 cm; 45,5 x 40,5 cm; 51,0 x 51,0 cm

Su richiesta: 53 cm. o maggiori

Spessore: 6,4 cm.

**Peso:** < 1 Kg.

**Portata massima:** per misure da 35,5 a 45,5 cm.: 90 kg - per misure da 48 a 53 cm.: 136 kg.

**CONFORMITA':** Il cuscino BRIO è un dispositivo medico di Classe I ed è conforme a quanto stabilito dal Regolamento 2017/745/UE.

**GARANZIA:** Il cuscino è garantito per 2 anni, mentre la fodera è garantita per 6 mesi. In entrambi i casi per problemi strutturali e non da usura normale.



**VERMEIREN Italia s.r.l.**

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) | [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

