



SCHEDA TECNICA

PASSEGGINO GEMINI 2

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: la struttura del passeggino Gemini 2 permette numerose possibilità di regolazione, per garantire al bambino una postura corretta: correzione della postura della testa, del tronco, delle anche e dei piedi. La configurazione può essere fatta senza l'ausilio di strumenti, grazie al sistema smart di manopole per le regolazioni. Il sistema intelligente ReverSeat, permette di invertire facilmente il posizionamento della seduta fronte mamma o fronte strada, scegliendo se essere in contatto visivo con il bambino oppure se fargli vedere il mondo di fronte a lui.

CODICE ISO:

12.27.07.006/12.27.91.003/12.27.91.015/12.27.91.018/12.27.91.021/12.27.91.024
(ex 12.27.03.006 – 12.27.03.115 – 12.27.03.118 – 12.27.03.133 – 12.27.03.139 – 12.27.03.142 - 12.27.03.151)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 2313780/R**

MISURE: Il passeggino è disponibile nelle misure di sedile cm. 32 - 40.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Basculamento: -25° / +30°
- Altezza sedile da terra: 51 cm.
- Altezza schienale regolabile: da cm.52 a 64 per cm.32 / da cm.65 a 78 per cm.40
- Profondità seduta: reg.da 30 a 36 cm. per cm.32 e reg. da 36 a 42 cm. per cm. 40
- Possibilità di posizionare il sedile fronte strada e fronte mamma
- Ruote anteriori direzionali in PU da 200x50.
- Ruote posteriori in PU da 290x60.
- Maniglia di spinta regolabile a 180°.
- Portata massima: Kg 35 per la misura cm.32 / Kg.50 per la misura cm.40
- Peso dell'ausilio: Kg 18 per la misura cm.32 / Kg. 27 per la misura cm.40
- Colore telaio: nero opaco C13 e/o grigio scuro puntinato C48
- Rivestimenti: nero e grigio / blu e grigio / verde e grigio / viola e grigio / blu e nero 3D Net



MATERIALE: Telaio in alluminio

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il passeggino mod. GEMINI 2 è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

Il passeggino è stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

GARANZIA: Il passeggino è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

