



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA MODELLO D200-30° RECLINABILE

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Carrozzina leggera pieghevole con schienale reclinabile a 30°, adatta per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni, facile da piegare per riporla in auto.

Disponibile con ruote grandi ad autospinta e/o con ruote T30 da transito.

CODICE ISO: 12.22.03.006 (ex 12.21.06.039 – 12.24.03.121 – 12.24.21.106 – 12.24.06.172 -12.24.21.109 – 12.24.21.112 – 12.24.03.118 – 12.24.06.160 - 12.24.06.175)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **2139214/R**

MISURE: La carrozzina D200-30° è disponibile nelle misure di larghezza sedile da cm. 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 , con profondità sedile cm.43, con altezza sedile da terra cm. 47 – 50 – 53, schienale alto cm. 42.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La D200-30° è una carrozzina studiata per il trasporto delle persone. E' particolarmente adatta agli ambienti domestici e le sue misure ridotte la rendono agile e facile da manovrare e da trasportare. Il telaio e la sua robusta crociera la rendono ideale per pazienti fino a 130 kg di peso.

- Braccioli B03 a scrivania in alternativa B05 regolabili in altezza
- Ruote anteriori 200x50 piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento su vari terreni interni ed esterni
- Ruote posteriori 24x1 3/8 piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento su vari terreni interni ed esterni, ad estrazione rapida
- Pedane BZ8 elevabili, estraibili e girevoli, con piatto pedana regolabile in flessione/estensione
- Sedile e schienale in nylon
- Colori disponibili: C86 Grigio
- Peso della carrozzina a partire da Kg.15,9
- Eventuale configurazione da transito

ACCESSORI:

- Tavolo B12

MATERIALI: Telaio in alluminio colorato e rivestimento in Nylon.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina mod. D200 30° è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you



Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina D200-30° è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you