



## SCHEDA TECNICA

### POLTRONA MODELLO NORMANDIE XXL

**PRODUTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** La poltrona relax modello NORMANDIE XXL è dotata di schienale reclinabile a 40° che agisce in contemporanea con il supporto delle gambe, tramite un unico pistone oleodinamico. I braccioli sono allungati posteriormente per evitare spazi tra lo schienale ed il bracciolo quando la poltrona è reclinata. Braccioli regolabili in altezza sino a scendere sotto il livello della seduta in modo da lasciare libero il trasferimento della persona.

Vasta scelta di colori di cui 8 in skai e 2 in tessuto.

Portata: 350 kg

La poltrona relax NORMANDIE XXL è disponibile in due versioni:

- Senza ruote
- Con ruote da mm 125 piroettanti di cui le due posteriori con freno.

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 289717/R**

**CARATTERISTICHE E MISURE:** La poltrona è disponibile nella misura di sedile da cm 74, con profondità di cm 48.

**MATERIALE:** Telaio in acciaio verniciato e rivestimento in skai o tessuto.

**ACCESSORI PER DETTA:**

- Asta porta flebo.
- Braccioli per prelievo

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La poltrona modello NORMANDIE XXL è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Il rivestimento è stato testato secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, ha quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La poltrona NORMANDIE XXL è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

