



SCHEDA TECNICA

ROLLATOR MOD. DELTA 201

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Rollator a tre ruote, dotato di borsa porta oggetti, tavolino e cestino estraibile. Facile da piegare per riporlo nel bagagliaio di un'auto.

CODICE ISO: 12.06.06.006 (ex 12.06.09.009/12.06.09.130/12.06.09.142)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **666005/R**

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Cestino estraibile
- Tavolino copri-cestino
- Borsa porta-oggetti
- Impugnature anatomiche
- Ruota anteriore direzionale da 8x1 ¼
- Ruote posteriori frenanti da 8x1 ¼
- Freni con sistema multifunzione
- Larghezza totale: cm.63
- Lunghezza: cm.58
- Regolazione delle maniglie di spinta da 87 a 99 cm.
- Peso: 7 Kg.
- Portata massima: Kg 130

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il rollator mod. Delta 201 è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come Dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 19859:1999, ISO 11199-2:2021, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I deambulatori e rollator Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il rollator mod. DELTA 201 è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

