



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA SUPERLEGGERA MODELLO SAGITTA KIDS

**PRODUTTORE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** SAGITTA KIDS è una carrozzina superleggera a telaio rigido riducibile, particolarmente adatta per il bambino durante l'utilizzo giornaliero e per le sue misure ridotte agile e facile da manovrare e da trasportare. Telaio in alluminio leggero e robusto è concepito in modo da regolare la larghezza del sedile durante la crescita del bambino

**CODICE ISO:** 12.22.03.009 (EX 12.21.06.060)

**REPERTORIO DM SSN Nr:** 395843/R

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Sedile e schienale tensionabili. Schienale abbattibile.  
Peso in configurazione standard: 9 Kg  
Portata massima: 60 Kg.

**DIMENSIONI, ACCESSORI, OPTIONAL E COLORI:** vedi scheda d'ordine.

**MATERIALE:** Telaio in alluminio colorato e sedile e rivestimento in Cordura®. No latex.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La carrozzina modello SAGITTA KIDS è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La carrozzina SAGITTA KIDS è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



**VERMEIREN Italia s.r.l.**

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

