



SCHEDA TECNICA

BASE DA ESTERNO + UNITA' TRONCO BACINO CAPO – MOD. INOVYS L70

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La base è la carrozzina Inovys II, sulla quale è stato montato il sistema di posizionamento L70. I cuscini riempiti di polistirene, posizionati su schienale, seduta e zona delle gambe, garantiscono una distribuzione uniforme della pressione e si adattano ai contorni del corpo.

La base Inovys II offre possibilità di regolazioni multiple, questo permette un adattamento ad ogni singola persona.

Di serie viene fornita con l'appoggiatesta, regolabile in diverse posizioni per adattarsi al meglio e le pedane regolabili in inclinazione e angolazione.

CODICE ISO: 12.22.18.009 +12.25.06

CODICE PRODOTTO: 4077357 e 4084483 (completa di tutti gli accessori) 4066470 e 4074184 (versione base)

REPERTORIO DM SSN Nr: 5939524/R

MISURE: La carrozzina INOVYS L70 è disponibile nelle misure di sedile da cm 40 - 45, con profondità da cm 42 a cm 48.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: disponibile nella versione da transito con ruote da 16" (mm 400)

- Cuscini riempiti con granuli di polistirene elastico per un supporto perfetto del corpo e delle sue forme
- Pressione facilmente regolabile aggiungendo o riducendo il numero di granuli
- Sensazione di sicurezza e comfort, per un totale rilassamento
- Rivestimento opzionale in tessuto grigio lavabile per un'igiene ottimale
- Schienale reclinabile da 0° a 35°
- Altezza dello schienale: 55 cm.
- Sedile basculante da 0° a +30°
- Altezza del bordo anteriore della superficie del sedile: da 51 a 58 cm.
- Appoggiatesta regolabile in più posizioni, in rotazione e traslazione laterale.
- Ruote anteriori 200x50 krypton (piene soft).
- Ruote posteriori da transito da 16" (mm 400) krypton (piene soft).
- Pedane regolabili in inclinazione (6 posizioni) e in angolazione (3 posizioni)
- Colori disponibili: - telaio inox C55, rivestimento imbottito in polistirene soft grigio.
- Portata massima: Kg 135.

MATERIALE: Telaio in acciaio e rivestimenti in PU soft con imbottitura in polistirene.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina polifunzionale mod. INOVYS II L70 è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'imbottitura in polistirene è conforme alle parti applicabili degli standard ISO 21856:2022.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina INOVYS II L70 è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

