



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA SUPERLEGGERA MOD. SAGITTA

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Sagitta è una carrozzina superleggera a telaio rigido riducibile, particolarmente adatta per l'utilizzo giornaliero e per le sue misure ridotte agile e facile da manovrare e da trasportare. Telaio in alluminio leggero e robusto, ideale per utenti attivi.

CODICE ISO: 12.22.03.009 (ex 12.21.06.060)

REPERTORIO DM SSN Nr: 395841/R

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sedile e schienale tensionabili. Schienale abbattibile.

Peso in configurazione standard: 9,5 Kg

Portata massima: 100 Kg.

DIMENSIONI , ACCESSORI, OPTIONAL: vedi scheda d'ordine.

MATERIALE: Telaio in alluminio colorato e sedile e rivestimento in Cordura®.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina modello SAGITTA è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina SAGITTA è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care **for you**