



SCHEMA TECNICA

KIT ANTIDECUBITO MAT-X3

Produttore: VERMEIREN - Belgio

Descrizione: Kit antidecubito MAT-X3 completo di materassino ad elementi intercambiabili con rivestimento e compressore con dispositivo di regolazione della pressione. Concepito per la prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I. Grazie al movimento alternato, favorisce un massaggio continuo ed una riduzione della pressione associata ad una buona circolazione d'aria.

Codice ISO: 03.33.06.021

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): 1473051/R

Prodotto: Il Kit è composto da un compressore a pressione alternata, con regolatore di flusso e da un materasso a tubi intercambiabili, termosaldato senza cuciture e parti traumatiche, in polivinilcloruro (W/EN-71 atossico) trattato antibatterico.

Indicazioni: Concepito per la prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I, favorisce un massaggio continuo - alternato al paziente allettato, favorendo una riduzione della pressione ed una buona circolazione dell'aria.

Compressore

- Tensione e frequenza: AC 220/50Hz
- Potenza assorbita: 8 W
- Pressione di gonfiaggio: 6 lt. /min.
- Range di pressione: 40 – 120 mmHg
- Ciclo (durata): 10 minuti
- Rumorosità: < 30 dB
- Peso apparecchio: Kg. 1,2
- Dimensioni: 230 x 110 x 100 mm
- Cavo di alimentazione: 200 cm ca.
- Standard: TUV-CE EN 60601-1:2006 – IEC 60601-1:2005 (3rd Edition)
- EN 60601-1-2: 2007 + AC: 2010

Materasso a tubi intercambiabili

- Materiale: NYLON (rivestimento) e PVC (W/EN-71) termo saldato, atossico (trattato antibatterico)
- Dimensione: cm 200 x 90 x 11,4 (gonfiato)
- Numero elementi: 16
- Portata massima: 130 Kg.
- Peso: 6,5 Kg. Ca

CONFORMITA': Il kit MAT-X3 è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia. E' stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU e rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Il rivestimento è stato testato secondo la normativa BS7175:1989, ha quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il kit antidecubito MAT-X3 è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

