



## SCHEDA TECNICA

### SEGGIOLONE BASCULANTE MOD. EDEN

**PRODUTTORE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** Eden è fornito in esecuzione standard con il sedile di spessore da cm 8. La struttura in acciaio, con verniciatura epossidica, assicura un'alta resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche esterne. Le 4 ruote da 50 mm permettono un facile spostamento all'interno. Il sistema di basculamento, tramite leva permette di portare l'utente in posizione da riposo. L'inclinazione coordinata di scocca e poggia-gambe assicura un posizionamento ideale, facile e senza necessità di regolazioni.

Eden è dotato di serie di appoggiatesta imbottito, removibile e cinture di sicurezza.

Eden è studiato per garantire una corretta posizione ed il massimo confort al paziente.

Eden è ideale per persone con un tono muscolare indebolito.

**Cod.ISO:** 12.22.18.009 (EX 18.09.18.012/18.09.18.226)

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **1984913/R**

**MISURE:** il seggiolone EDEN è disponibile nelle misure di sedile da cm 38 – 44 – 48.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Posizione basculante da - 3° a + 30°
- 4 ruote piroettanti da 50 mm
- Poggia gambe ergonomico (allungamento automatico)
- Appoggia testa imbottito removibile
- Base regolabile in altezza in 2 posizioni
- Imbottitura in gomma schiuma
- Rivestimento in microfibra e skay
- Colori disponibili: skay nero/tessuto nero, skay taupe/tessuto marrone
- Portata massima: 120 Kg
- Tavolo B15 (optional)

**MATERIALE:** Telaio in acciaio colorato e rivestimento in tessuto e skay.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Il seggiolone mod. EDEN è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Il seggiolone basculante EDEN è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

