



## SCHEMA TECNICA

### ROLLATOR MOD. 275

**PRODUTTORE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** Rollator mod. 275 dotato di cestino estraibile, sedile imbottito, tavolo in plexiglass estraibile, impugnature anatomiche regolabili in altezza, ruote anteriori piroettanti, dispositivo frenante con blocco, schienale imbottito di sicurezza.

**CODICE ISO:** 12.06.06.006  
(ex 12.06.09.009/12.06.09.106/12.06.09.130/12.06.09.142)

**CODICE PRODOTTO:** 8000963

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) **223092/R**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Altezza minima (A): 81 cm  
Altezza massima (B): 97 cm  
Altezza sedile (C): 58 cm  
Piegato (D): 28 cm  
Larghezza (E): 59 cm  
Lunghezza (F): 75 cm  
Larghezza sedile: 43 cm  
Profondità sedile: 25 cm  
Diametro ruote: 20 cm.  
Peso: 7,76 kg  
Colore telaio: C29 grigio



**Portata massima:** max Kg 120

**MATERIALI:** Telaio in acciaio grigio e rivestimento in skai nero

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Il rollator mod. 275 è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 19859:1999, ISO 11199-2:2021, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I deambulatori e rollator Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Il rollator mod. 275 è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

