



SCHEDA TECNICA

DISPOSITIVO DI TRAZIONE PER CARROZZINA MANUALE V-DRIVE

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Il dispositivo di trazione per carrozzina manuale V-Drive è adattabile alla maggior parte delle carrozzine a crociera singola. È un valido aiuto per l'accompagnatore, soprattutto in quelle situazioni particolari di pendenze, sia in discesa che in salita.

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/200Nr: **223096/R**.)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Versione standard per carrozzine con larghezza sedile da cm. 39 a cm. 48
- Versione rinforzata per carrozzine con larghezza sedile da cm. 50 a cm. 60
- Velocità massima 6 Km/h
- Dotato di retromarcia
- Pendenza massima superabile: 6°-10%
- Autonomia: 15 Km circa
- Motore da 150 W per versione standard; da 200 W per versione rinforzata.
- Batterie: 2 x 12V 12 Ah
- Caricabatterie: 1,6A 24V
- Peso: 10 Kg vers.standard e 14 Kg vers HD senza batterie – 9 Kg batterie
- Portata massima: Kg 135 per versione standard; Kg. 200 per versione HD rinforzata (entrambi intesi carrozzina + utilizzatore)



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il dispositivo di trazione V-DRIVE è stata sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184 ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Come gli altri prodotti Vermeiren, il dispositivo V-DRIVE è stato certificato anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

Il dispositivo di trazione V-DRIVE è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per quanto riguarda le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

