



SCHEDA TECNICA

CUSCINO PHYSIAIR PHYSIPRO

Produttore: PHYSIPRO

370, 10^e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) – J1G 2R7 - Canada

Distributore: VERMEIREN Group N.V. - Belgio

Descrizione: Il cuscino **Physiair™** è formato da una schiuma poliuretanicica ad alta resilienza e da uno strato a nido d'ape Stimulite che offre numerosi vantaggi posturali.

Applicazioni cliniche:

Distribuzione ottimale del peso e della pressione;

Assorbimento di urti e vibrazioni;

Miglioramento della postura e della stabilità del bacino, della schiena e degli arti inferiori;

Miglioramento della circolazione sanguigna nei tessuti;

Controllo dell'umidità e riduzione della sudorazione;

Ottima aerazione;

Facilità di manutenzione;

Codice ISO: 18.09.39.015

CND: Y180939

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **in corso**

Materiale: Base preformata in foam (uretano densità 75) con strato superiore in Stimulite* a nido d'ape
Fodera esterna e interna resistenti all'acqua, interna con cerniera.

Dimensioni:

Standard: 35,5x35,5, 40,5x40,5, 40,5x45,5, 45,5x40,5, 45,5x45,5, 51x51


Spessore: 7,6 cm

Peso: 1,13 Kg (mis. 40,5x45,5).

Portata massima: per misure da 35,5 a 51 cm: Kg. 136; per misure da 53 a 61 cm.: Kg. 227.

CONFORMITA': Il cuscino PHYSIAIR è un dispositivo medico di Classe I ed è conforme a quanto stabilito dal Regolamento 2017/745/UE.

GARANZIA: Il cuscino è garantito per 2 anni, mentre la fodera è garantita per 6 mesi. In entrambi i casi per problemi strutturali e non da usura normale.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

