



SCHEDA TECNICA

SCOOTER MOD. CARPO 3D

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

REPERTORIO DM SSN Nr: 2620596/R

CODICE ISO: 12.23.03

CODICE PRODOTTO: 5145729

DESCRIZIONE: Scooter elettrico a tre ruote gonfiabili, intuitivo e facile da guidare. Dotato di sedile girevole, poggiatesta regolabile e di impianto di illuminazione per poterlo utilizzare all'esterno in sicurezza.



CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Lunghezza	1400 mm.
Larghezza	660 mm.
Altezza	1200 mm.
Altezza della pedana	200 mm.
Altezza dal sedile alla pedana	455 - 530 mm.
Peso	127 Kg.
Motore	Nom.750 W
Freni	Elettromagnetici
Batterie	2 x 80 Ah
Caricabatterie	8 Ah
Display	LCD
Guida	Manubrio a delta
Illuminazione	Di serie
Indicatori di direzione	Di serie
Ruote posteriori	14" pneumatiche
Ruota direzionale	13" pneumatica
Velocità massima	15 Km/h
Autonomia	ca.45 Km
Portata nominale (carico max)	150 Kg
Pendenza massima	9°
Altezza max ostacolo	100 mm.
Protezione antiribaltamento	Di serie
Cestello	Di serie
Colori:	Grigio

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Lo scooter mod. CARPO 3D è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





Gli scooter Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Lo scooter CARPO 3D è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per quanto riguarda le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

