



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA MODELLO V500 ACTIVE

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La V500 Active è una carrozzina superleggera in alluminio, altamente personalizzabile e con diverse opportunità di configurazione, per poterla adattare al meglio alle necessità dell'utente.

CODICE ISO: 12.22.03.012

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **2511307/R**

MISURE:

La carrozzina V500 Active è disponibile nelle misure di larghezza sedile da cm. 39 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50; con profondità sedile regolabile da cm. 42 a cm. 48; con altezza sedile da terra regolabile in 4 posizioni da cm. 44 (con ruote post. da 22") a 53.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Braccioli B15A estraibili e regolabili in altezza
- Ruote anteriori 5" nere PU
- Ruote posteriori 24" Design Schwalbe Right Run nere
- Pedane B06 estraibili
- Schienale L46 tensionabile in Nylon Plus
- Altezza schienale 40 cm.
- Sedile L40 tensionabile in Nylon Plus
- Maniglie di spinta PH02 corte, fisse (8 cm).
- Leve freno a spingere
- Colori disponibili: grigio carbon C86
- Peso configurazione standard: 11,9 kg

MATERIALI: Telaio in alluminio colorato e rivestimento in Nylon.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina mod. V500 Active è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina V500 Active è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

