



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA ELETTRICA MODELLO SPRINGER

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Carrozzina elettronica pediatrica da esterno, dotata di una barra anteriore snodata, in aggiunta agli ammortizzatori, che permettono di mantenere tutte le ruote a contatto con il terreno, garantendo una buona tenuta di strada. Struttura compatta e agile si adatta a qualsiasi terreno ed interni.

CODICE ISO: 12.36.06.015 (ex 12.21.27.009 – 12.24.03.163 – 12.24.03.115 – 12.24.06.163)

REPERTORIO DM SSN Nr: 568027/R

MISURE: La carrozzina è disponibile in unica misura di sedile da cm 26 a cm 38

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza sedile da cm. 26 a cm 38
- Lunghezza totale cm. 110
- Larghezza totale cm. 60
- Profondità sedile da cm. 31 a cm. 37
- Altezza schienale da cm. 37 a cm. 49
- Altezza sedile da terra cm. 53
- Ostacolo (dislivello) superabile cm. 7
- Pendenza massima superabile: 10° - 17%
- Motore: 2x350W 10 Km/h
- Comando mod- DX2
- Schienale reclinabile elettricamente imbottito.
- Sedile elevabile.
- Sedile basculante elettricamente.
- Braccioli regolabili in altezza e larghezza.
- Profondità del sedile regolabile da cm. 31 a cm. 37
- Freno elettromagnetico
- Ruote posteriori gonfiabili da 3.00.
- Ruote anteriori gonfiabili da 10".
- Munita di due ruotine posteriori antiribaltamento
- Impianto di illuminazione
- Colori telaio arancio C67 o blu C66
- Colore rivestimento Cordura® bicolore nero/arancio o nero/blu.
- Portata massima: Kg 50.
- Peso dell'ausilio: Kg 90 (batterie escluse)
- Autonomia: Km 23 ca
- Velocità: Km/h10
- Pendenza superabile 10°/17%
- Nr. 2 batterie da 38 Ah cad.
- Caricabatterie: Exendis 6 Ah

MATERIALE: Telaio in acciaio e rivestimento in Cordura®.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina mod. SPRINGER è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184:2014 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le imbottiture di sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

La carrozzina mod. SPRINGER è stata sottoposta al "CRASH TEST" secondo lo standard ISO 7176-19; la conformità a questa normativa europea, ne consente l'utilizzo all'interno di automezzi attrezzati al trasporto.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina SPRINGER è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 93 58 56 17

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

