



## SCHEDA TECNICA

### BASE PER SISTEMA DI POSTURA MODELLO INOVYS II - F

**PRODUTTORE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** La base per sistemi posturali può essere utilizzata per qualsiasi necessità nel caso di particolari situazioni.

**CODICE ISO:** 12.27.04.003 (ex 18.09.39.006 – 18.09.39.036 – 18.09.39.133 – 18.09.39.103)

**REPERTORIO DM SSN Nr:** 1431952/R

**MISURE:** La base per sistema di postura INOVYSII-F è disponibile nelle misure di larghezza seduta cm. 35-40-45 e 50 su richiesta, con profondità da cm.42 a cm.48

**CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:** disponibile nella versione da transito con ruote da 16" (mm 400) o con ruote da 24" estraibili.

- Schienale reclinabile a 35°
- Sedile basculante da 0° a +20° / +25° / +30°
- Braccioli imbottiti soft, estraibili e regolabili in altezza da cm. 19 a cm 28
- Ruote anteriori 200x50 krypton (piene soft).
- Ruote posteriori 24 x 1 3/8 krypton (piene soft), in alternativa ruote da transito da 16" (mm 400) krypton (piene soft).
- Pedane regolabili ed elevabili, appoggia polpaccio imbottito, girevole e regolabile in altezza, piatto pedana ribaltabile e regolabile in flessione/estensione.
- Colori disponibili: telaio grigio, rivestimento braccioli nero soft in materiale PU soft lavabile.
- Portata massima: Kg 135 (peso utilizzatore + sistema di postura)

**MATERIALE:** Telaio in acciaio e imbottitura braccioli in PU soft.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La base per sistema di postura INOVYSII-F è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Inoltre è stata sottoposta al "CRASH TEST" secondo lo standard ISO 7176-19; la conformità a questa normativa europea, ne determina l'utilizzo all'interno di automezzi attrezzati al trasporto.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La base per sistema di postura INOVYSII-F è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

