



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA MODELLO V500 Light

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La V500 Light è una carrozzina leggera ideale sia per l'utilizzo temporaneo che permanente, le sue misure ridotte la rendono agile e facile da manovrare e da trasportare. Il telaio e la sua robusta crociera la rendono ideale per pazienti fino a 130 kg di peso.

CODICE ISO: 12.22.03.006

(ex 12.21.06.039 – 12.24.03.121 – 12.24.21.106 – 12.24.06.172 – 12.24.21.109 – 12.24.21.112 – 12.24.03.118 – 12.24.06.160 - 12.24.06.175)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **2432814/R**

MISURE:

La carrozzina V500 è disponibile nelle misure di larghezza sedile da cm. 39 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50; con profondità sedile regolabile da cm. 42 a cm. 48; con altezza sedile da terra regolabile in 4 posizioni da cm. 47 a 53; angolazione sedile regolabile da 0° a 10°.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Braccioli B15 regolabili in altezza
- Ruote anteriori 6" piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento su vari terreni interni ed esterni.
- Ruote posteriori 24x1 3/8 piene o 24x1 gonfiabili per un miglior scorrimento su vari terreni interni ed esterni, ad estrazione rapida, con rotelline antiribaltamento / ascensore oppure con ruote T30 da transito.
- Pedane B06 estraibili e girevoli, con piatto pedana regolabile in flessione/estensione.
- Schienale tensionabile in nylon.
- Sedile L16 + cuscino
- Maniglie di spinta e schienale regolabili in altezza
- Leve freno pieghevoli per ridurre gli ingombri durante il trasporto
- Colori disponibili: grigio C86
- Peso carrozzina: a partire da kg.15,5

MATERIALI: Telaio in alluminio colorato e rivestimento in Nylon.

OPZIONI ED ACCESSORI PER DETTA:

- Pedane inclinabili e regolabili in altezza BZ8
- Tavolo B12
- Prolunga schienale B14
- Kit emiplegico HEM2

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





CONFORMITÀ: La carrozzina mod. V500 Light è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina V500 Light è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

