



SCHEDA TECNICA

SEGGIOLONE BASCULANTE MOD. EDEN - E

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Eden-E è fornito in esecuzione standard con il sedile di spessore da cm 8. La struttura in acciaio, con verniciatura epossidica, assicura un'alta resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche esterne. Le 4 ruote da 50 mm permettono un facile spostamento all'interno. Il sistema di basculamento, tramite telecomando, permette all'utente di portarsi in posizione da riposo, mantenendo quindi la massima autonomia. L'inclinazione coordinata di scocca e poggia-gambe assicura un posizionamento ideale, facile e senza necessità di regolazioni. Eden è dotato di serie di appoggiatesta imbottito, removibile e cinture di sicurezza. Eden-E è studiato per garantire una corretta posizione ed il massimo confort al paziente. Eden-E è ideale per persone con un tono muscolare indebolito.



Cod. ISO: 12.22.18.009 (EX 18.09.18.012/18.09.18.226)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **1984920/R**

MISURE: il seggiolone EDEN-E è disponibile nelle misure di sedile da cm 38 – 44 – 48.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Posizione basculante da - 3° a + 30°
- 4 ruote piroettanti da 50 mm
- Poggia gambe ergonomico (allungamento automatico)
- Appoggia testa imbottito removibile
- Base regolabile in altezza in 2 posizioni
- Imbottitura in gomma schiuma
- Rivestimento in tessuto e skay
- Colori disponibili: skay nero/tessuto nero, skay taupe/tessuto marrone
- Portata massima: 120 Kg
- Tavolo B15 (optional)

MATERIALE: Telaio in acciaio colorato e rivestimento in tessuto e skay.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il seggiolone mod. EDEN-E è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il seggiolone basculante EDEN-E è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

