



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA MODELLO ECLIPS XXL

**PRODUTTORE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** La carrozzina XXL è studiata per il trasporto delle persone. il telaio in alluminio super rinforzato e la sua doppia crociera, la rendono ideale per pazienti con peso sino a 250 Kg.

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 239873/R.**

**MISURE:** La carrozzina ECLIPS XXL è disponibile nelle misure di sedile da cm 60 – 65 – 70 – 75.

**CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:**

- Schienale L14 fisso rigido, imbottito ed estraibile.
- Sedile L15 rigido imbottito estraibile.
- Braccioli B02 lunghi.
- Pedana unica rinforzata ribaltabile ed estraibile.
- Ruote anteriori 200x50 gonfiabili.
- Ruote posteriori 22 x 1 3/8 gonfiabili.
- Doppia crociera rinforzata.
- Portata massima: Kg 250.

**MATERIALE:** Telaio in alluminio rinforzato e sedile e schienale imbottiti, rivestiti in skai.



**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La carrozzina mod. ECLIPS XXL è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La carrozzina ECLIPS XXL è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Isr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

