



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA MODELLO V500-30° RECLINABILE

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** La V500-30° è una carrozzina leggera ideale per persone che hanno una vita attiva.

E' particolarmente adatta agli ambienti domestici e le sue misure ridotte la rendono agile e facile da manovrare e da trasportare. Il telaio e la sua robusta crociera la rendono ideale per pazienti fino a 130 kg di peso.

Carrozzina pieghevole leggera in versione con ruote grandi ad autospinta e/o con ruote T30 da transito.

**CODICE ISO:** 12.22.03.006 (ex 12.21.06.039 – 12.24.03.121 – 12.24.21.106 – 12.24.06.172 – 12.24.21.109 – 12.24.21.112 – 12.24.03.118 – 12.24.06.160 - 12.24.06.175-12.24.06.163.12.24.06.157)

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **2139206/R**

**MISURE:** La carrozzina V500-30° è disponibile nelle misure di larghezza sedile da cm. 39 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 ; con profondità sedile regolabile da cm. 44 a cm. 48; con altezza sedile da terra cm. 44 a 53; schienale alto cm. 44, dotata di prolunga schienale di serie.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Braccioli B15 regolabili in altezza
- Ruote anteriori 6" piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento su vari terreni interni ed esterni
- Ruote posteriori 24x1 3/8 piene o 24x1 gonfiabili per un miglior scorrimento su vari terreni interni ed esterni, ad estrazione rapida, con rotelline antiribaltamento / ascensore
- Pedane BZ8 elevabili, estraibili e girevoli, con piatto pedana regolabile in flessione/estensione
- Sedile e schienale tensionabili in nylon
- Colori disponibili: blu C80
- Peso carrozzina: a partire da kg.15,6 in assetto d'uso.
- Eventuale configurazione da transito

**MATERIALI:** Telaio in alluminio colorato e rivestimento in Nylon.

**OPZIONI ED ACCESSORI PER DETTA:** Tavolo B12

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La carrozzina mod. V500 30° è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.



#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you



**GARANZIA:** La carrozzina V500-30° è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

---

**VERMEIREN Italia s.r.l.**

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) | [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you