



SCHEMA TECNICA

CARROZZINA ELETTRICA A TRAZIONE POSTERIORE MOD. FOREST3 SU

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La carrozzina verticalizzante FOREST3 SU è una carrozzina elettrica studiata per l'indipendenza della persona, la quale può utilizzarla particolarmente negli ambienti esterni. Le sue misure la rendono agile e facile da manovrare anche in ambienti domestici.

CODICE ISO: 12.23.06.012
(ex 12.21.27.009 / 12.24.03.157 / 12.24.03.160 / 12.24.03.163)

REPERTORIO DM SSN NR: 1673777/R

MISURE: La carrozzina è disponibile nelle larghezze sedile cm.40 e cm.45.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale reclinabile elettricamente.
- Braccioli ribaltabili, regolabili in altezza e larghezza.
- Ruote anteriori 200x50 gonfiabili.
- Ruote posteriori 3.00-8 gonfiabili.
- Pedana unica auto correggente.
- Colori telaio: blu metallizzato C71, altri colori su richiesta (vedi scheda d'ordine)
- Rivestimenti sedile e schienale in PU soft.
- Sedile e schienale imbottiti.
- Nr.2 batterie 12V / 80 Ah cad.
- Autonomia ca. 50 Km
- Velocità massima: 6 Km/h
- Pendenza superabile. 9° / 15%
- Portata massima: 130 Kg.

MATERIALE: Telaio in acciaio verniciato e rivestimento in PU soft.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina modello FOREST3 SU è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina FOREST3 SU è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

