



## SCHEDA TECNICA

### SCOOTER MOD. CARPO 3D

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**REPERTORIO DM SSN Nr:** in attesa

**CODICE ISO:** 12.23.03

**CODICE PRODOTTO:** 5145729

**DESCRIZIONE:** Scooter elettrico a tre ruote gonfiabili, intuitivo e facile da guidare. Dotato di sedile girevole, poggiatesta regolabile e di impianto di illuminazione per poterlo utilizzare all'esterno in sicurezza.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Lunghezza	1400 mm.
Larghezza	660 mm.
Altezza	1200 mm.
Altezza della pedana	200 mm.
Altezza dal sedile alla pedana	455 - 530 mm.
Peso	127 Kg.
Motore	Nom.750 W
Freni	Elettromagnetici
Batterie	2 x 80 Ah
Caricabatterie	8 Ah
Display	LCD
Guida	Manubrio a delta
Illuminazione	Di serie
Indicatori di direzione	Di serie
Ruote posteriori	14" pneumatiche
Ruota direzionale	13" pneumatica
Velocità massima	15 Km/h
Autonomia	ca.45 Km
Portata nominale (carico max)	150 Kg
Pendenza massima	9°
Altezza max ostacolo	100 mm.
Protezione antiribaltamento	Di serie
Cestello	Di serie
Colori:	Grigio

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Lo scooter mod. CARPO 3D è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you





Gli scooter Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Lo scooter CARPO 3D è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per quanto riguarda le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

---

**VERMEIREN Italia s.r.l.**

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) | [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

