



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA MODELLO ECLIPS X2 KIDS

**PRODUTTORE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** La ECLIPS X2 KIDS è una carrozzina leggera, agile e facile da manovrare, pieghevole e quindi facile da trasportare. Il telaio in alluminio e la sua robusta crociera la rendono ideale per pazienti fino a Kg. 90 di peso.

**CODICE ISO:** 12.22.03.006  
(ex 12.21.06.036/12.24.03.121/12.24.21.106/12.24.21.109/12.24.21.112/  
12.24.03.118)

**REPERTORIO DM SSN Nr:** 2296976/R

**MISURE:** La carrozzina ECLIPS X2 KIDS è disponibile nelle misure di sedile da cm 32 e/o 36.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Braccioli Bi5 regolabili in altezza
- Pedane B06 estraibili, su richiesta pedane BZ8 regolabili in inclinazione.
- Schienale pieghevole
- Ruote anteriori da 5" in PU nere.
- Ruote posteriori 20" in PU nere, ad estrazione rapida.
- Colori disponibili: C04 rosso brillante
- Struttura leggera da Kg 13,6 (senza pedane).
- Portata massima: Kg 60.

**MATERIALE:** Telaio in alluminio colorato e sedile e schienale in Nylon.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La carrozzina mod. ECLIPS X2 KIDS è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La carrozzina ECLIPS X2 KIDS è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

