



SCHEDA TECNICA

POLTRONA MODELLO BRETAGNE

PRODUTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La poltrona relax modello BRETAGNE è dotata di schienale reclinabile a 45° che agisce in contemporanea con il supporto delle gambe, tramite un unico pistone oleodinamico. I braccioli sono allungati posteriormente per evitare spazi tra lo schienale ed il bracciolo quando la poltrona è reclinata. Braccioli regolabili in altezza sino a scendere sotto il livello della seduta in modo da lasciare libero il trasferimento della persona. Possibilità di scelta di colori.

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **1984921/R**

MISURE: La poltrona è disponibile nella misura di sedile da cm 50, con profondità di cm 48.

CARATTERISTICHE: La poltrona relax Bretagne è disponibile in due versioni:

- Senza ruote
- Con ruote da mm 100 piroettanti tutte quattro frenanti.

MATERIALE: Telaio in legno e rivestimento in skai.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La poltrona modello BRETAGNE è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La poltrona BRETAGNE è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

