



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA DA TRASPORTO MOD. BOBBY

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La carrozzina da trasporto mod. BOBBY è studiata per il trasporto delle persone.

Il suo telaio in alluminio e le dimensioni ridotte la rendono particolarmente adatta agli ambienti domestici ed all'esterno. Grazie al suo peso ridotto ed allo schienale abbattibile il posizionamento a bordo della propria auto risulta facilitato.

CODICE ISO: 12.22.03.003 (ex 12.21.06.039) per configurazione con ruote da 24"
12.22.18.003 (ex 12.21.06.045) per configurazione ruote transito

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **1340600/R**

MISURE: La carrozzina è disponibile nelle misure di sedile cm 42 - 48.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale abbattibile.
- Braccioli fissi.
- Ruote anteriori 150 mm piene Krypton soft antiforatura per un miglior scorrimento.
- Ruote posteriori 12,5" Krypton soft antiforatura per un miglior scorrimento, in alternativa ruote 24x1 3/8
- Pedana B06 standard regolabile in altezza, girevole ed estraibile
- Cinturino ferma tallone
- Portata massima: Kg 115.
- Larghezza totale : cm. 59 per misura cm.42 e cm.64 per misura cm.48
- Lunghezza totale completa di pedane : cm.95
- Peso totale : Kg.11 per misura cm.42 e Kg.11,5 per misura cm.48
- Inclinazione del sedile fisso a 5°
- Inclinazione dello schienale fisso a 5°
- Freno per accompagnatore con blocco di stazionamento, solo per versione da transito



MATERIALE: Telaio in alluminio di colore blu e sedile e schienale in nylon nero.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina mod. BOBBY è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina da trasporto mod. BOBBY è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you