



SCHEDA TECNICA

SEGGIOLONE BASCULANTE MOD. ALTITUDE

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Altitude è fornita in esecuzione standard con il sedile di spessore da cm 8. L'altezza dello schienale e dei braccioli varia a seconda dello spessore del sedile. (6 – 8 – 10 cm). La struttura in acciaio, da 32 mm di diametro con verniciatura epossidica, assicura un'alta resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche esterne. Le 4 ruote da 125 mm permettono un facile spostamento all'interno. Il sedile e lo schienale in gomma schiuma (a semi memoria) assicurano confort al paziente, mentre il rivestimento in PU soft favorisce la traspirazione. La pedana è in ABS ad alta resistenza. Altitude è dotata di serie di tavolo in legno estraibile, appoggiatesta imbottito e cinture di sicurezza. Altitude è studiata per garantire una corretta posizione ed il massimo confort al paziente. Altitude è ideale per i pazienti anziani con problemi di Alzheimer.

CODICE ISO: 12.22.18.009 (ex 18.09.18.012/18.09.18.226)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 12606/R**

MISURE: l'Altitude è disponibile nelle misure di sedile da cm 38 – 40 – 42 – 44 – 48.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Posizione basculante da 0° a + 40°
- 4 ruote frenanti da 100 mm
- 1 ruota direzionale da 100 mm
- Pedana regolabile in altezza ed elevabile
- Appoggia testa imbottito
- Appoggia polpacci imbottito a contenimento laterale
- Base regolabile in altezza in 3 posizioni
- Imbottitura in gomma schiuma a semi memoria
- Rivestimento in PU soft traspirante e lavabile
- Colori disponibili: verde – arancio
- Dotata di tavolo ribaltabile ed estraibile

MATERIALE: Telaio in acciaio colorato e rivestimento in PU soft.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il seggiolone polifunzionale mod. ALTITUDE è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

Viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Il sedile e lo schienale sono stati testati secondo le normative BS7175, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il seggiolone mod. ALTITUDE è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

