



## SCHEDA TECNICA

### SCOOTER MOD. VENUS 4 SPORT AIR

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**CODICE ISO:** 12.23.03.006

**REPERTORIO DM SSN Nr:** 1340611/R

**DESCRIZIONE:** Scooter elettrico a quattro ruote gonfiabili, intuitivo e facile da utilizzare. Adatto all'utilizzo sia interno che esterno, dotato di luce anteriore a led, assicurarsi che all'esterno le 4 ruote siano a contatto con il terreno per ottenere una spinta uniforme sulle stesse. Un dispositivo di ricarica USB è posizionato vicino al manubrio per la ricarica del cellulare.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Lunghezza	mm.1060
Larghezza	mm. 550
Altezza	mm.900.
Peso (batterie incl.)	kg. 56
Motore	270 W (valore nominale)
Batterie	2 x 12 V/20 Ah
Caricabatterie	2 Ah
Ruote	220 x 80 AIR (nr.4) nere
Velocità massima	6 Km/h
Autonomia	16 Km
Portata nominale (carico max)	kg. 115
Pendenza massima	6° / 10%
Altezza max ostacolo	mm. 50
Colore	rifiniture in rosso
Cestello	



#### UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Lo scooter mod. VENUS 4 SPORT AIR è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Gli scooter Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Lo scooter VENUS 4 SPORT AIR è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per quanto riguarda le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

