



SCHEDA TECNICA

SCOOTER MOD. CARPO 2 XD SE

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

REPERTORIO DM SSN Nr: 1673771/R

CODICE ISO: 12.23.03.006

DESCRIZIONE: Scooter elettrico a quattro ruote gonfiabili, intuitivo e facile da guidare. Il sedile girevole a 360° e la regolazione longitudinale, permette una versatilità ed adattamento. Dotato di ammortizzatori e luci per la guida all'esterno in sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Lunghezza	1535 mm.
Larghezza	660 mm.
Altezza	1420 mm.
Altezza dal sedile alla pedana	da 490 a 565 mm.
Peso	144,6Kg.
Motore	Nom.750 W
Batterie	2 x 80 Ah
Caricabatterie	8 Ah
Centralina	S-DRIVE 140 A
Differenziale	22.1
Display	LCD
Guida	Manubrio a delta
Illuminazione	Di serie
Indicatori di direzione	Di serie
Ruote	3.00-8
Velocità massima	13 Km/h
Autonomia	ca.40 Km
Portata nominale (carico max)	150 Kg
Pendenza massima	6°
Altezza max ostacolo	100 mm.
Protezione antiribaltamento	Di serie
Cestello	Di serie
Colori:	Champagne o rosso



Questo particolare scooter si adatta laddove il suo utilizzo è previsto specificatamente nelle salite e/o nelle rampe di uscita dai garage.

Grazie al differenziale da 22.1, i rapporti della trasmissione sono accorciati consentendo un facile superamento dei dislivelli.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





CONFORMITÀ: Lo scooter mod. CARPO 2 XD SE è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Gli scooter Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Lo scooter CARPO 2 XD SE è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per quanto riguarda le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

