



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA MODELLO D200-V

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE:

Carrozzina pieghevole leggera adatta per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni, facile da piegare per riporla in auto. Disponibile nelle versioni con ruote grandi ad autospinta e/o con ruote piccole da transito.

CODICE ISO: 12.22.03.006 (ex 12.21.06.039 – 12.24.03.121 – 12.24.21.106
12.24.06.172 - 12.24.21.109 – 12.24.21.112 – 12.24.03.118 –
12.24.06.160 - 12.24.06.175)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **2177829/R**

MISURE:

La carrozzina D200-V è disponibile nelle misure di larghezza sedile da cm.38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52, con profondità sedile regolabile da cm.39,5 a cm.45, con altezza sedile da terra cm. 47 – 50 – 53, altezza schienale regolabile da cm.45 a cm.51.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Braccioli B03 a scrivania
- Ruote anteriori 200x50 piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento su vari terreni interni ed esterni
- Ruote posteriori 24x1 3/8 piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento su vari terreni interni ed esterni, ad estrazione rapida. Disponibile anche nella versione T30 con ruote posteriori da transito.
- Pedane B06 estraibili e girevoli, con piatto pedana regolabile in flessione/estensione
- Sedile e schienale in nylon
- Schienale tensionabile a 5 fasce
- Colori disponibili: C80 Blu
- Peso della carrozzina a partire da Kg.15,8
- Portata: 130 kg
- Eventuale configurazione da transito

ACCESSORI:

- Braccioli B05 regolabili in altezza
- Pedane elevabili BZ8
- Tavolo B12
- Ruotine antiribaltamento B78

MATERIALI: Telaio in alluminio colorato e rivestimento in Nylon.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





CONFORMITÀ: La carrozzina mod. D200-V è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

La carrozzina D200-V è stata sottoposta al "CRASH TEST" secondo lo standard ISO 7176-19; la conformità a questa normativa europea, ne consente l'utilizzo all'interno di automezzi attrezzati al trasporto.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina D200-V è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 93 58 56 17

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

