



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA SUPERLEGGERA MODELLO TRIGO-T

**PRODUTTORE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** La TRIGO-T è una carrozzina superleggera a telaio pieghevole con pedane estraibili, particolarmente adatta per l'utilizzo giornaliero e per le sue misure ridotte agile e facile da manovrare e da trasportare. Telaio in alluminio leggero e robusto, ideale per utenti attivi. La sezione del telaio triangolare conferisce alla carrozzina robustezza e resistenza, unita ad un look moderno, la rende accattivante come primo approccio ad una carrozzina superleggera.

**CODICE ISO:** 12.22.03.012 (ex 12.21.06.060)

**REPERTORIO DM SSN Nr:** 1841263/R

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Sedile e schienale tensionabili.

Peso in configurazione standard da cm.42: Kg 11,2

Portata massima: 130 Kg.



**CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:**

- Larghezza seduta da cm.30 a cm.50 ogni 2 cm
- Profondità seduta da cm.32 a cm.50 ogni 2 cm
- Portata massima Kg.70 da cm.30 a cm.36 con crociera singola, portata massima Kg.130 da cm.38 a cm.46 con una crociera e mezza, portata massima Kg.130 da cm.48 a cm.50 con doppia crociera
- Larghezza totale da cm.46 a cm.66 (con campanatura a 0°)
- Possibilità di 14 colori di telaio in versione opaca o lucida

**Per ogni optional e alternative fare riferimento alla scheda d'ordine.**

**MATERIALE:** Telaio in alluminio colorato e sedile e rivestimento in Polyester 3D Net nero.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La carrozzina modello TRIGO-T è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

La carrozzina mod. 708D è stata sottoposta al "CRASH TEST" secondo lo standard ISO 7176-19; la conformità a questa normativa europea, ne consente l'utilizzo all'interno di automezzi attrezzati al trasporto.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La carrozzina TRIGO-T è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

**VERMEIREN Italia s.r.l.**

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 93 58 56 17

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

