



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA MODELLO ECLIPS X4 KIDS

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La ECLIPS X4 KIDS è una carrozzina leggera studiata per il trasporto delle persone. È particolarmente adatta agli ambienti domestici e le sue misure ridotte la rendono agile e facile da manovrare e da trasportare. Il telaio in alluminio e la sua robusta crociera la rendono ideale per pazienti fino a Kg. 80 di peso.

CODICE ISO: 12.22.03.006
(ex 12.21.06.036/12.24.03.121/12.24.21.106/12.24.21.109/12.24.21.112/
12.24.03.118)

REPERTORIO DM SSN Nr: 12671/R

MISURE: La carrozzina ECLIPS X4 KIDS è disponibile nelle misure di sedile da cm 32 – 37
Schienale regolabile in altezza da cm 35 a cm 40.



CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Braccioli estraibili, B03 desk oppure B05 con imbottitura regolabili in altezza, disponibile anche bracciolo copriruota.
- Ruote anteriori da 6" piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento.
- Ruote posteriori 22 x 1 3/8 piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento ad estrazione rapida con rotelline ascensore.
- Pedane B06 estraibile, girevole con piatto regolabile in profondità.
- Colori disponibili: giallo C34, viola C36, blu C37.
- Struttura leggera da Kg 15.
- Portata massima: Kg 80.
- Disponibile nella versione con schienale reclinabile a 90°.
- Disponibile nella versione T30 da transito.

MATERIALE: Telaio in alluminio colorato e sedile e rivestimento in Nylon.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina mod. ECLIPS X4 KIDS è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

La carrozzina mod. Eclips X4 Kids è stata sottoposta al "CRASH TEST" secondo lo standard ISO 7176-19; la conformità a questa normativa europea, ne consente l'utilizzo all'interno di automezzi attrezzati al trasporto.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina ECLIPS X4 KIDS è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

