



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA ELETTRICA PER INTERNI MOD. PLEGO

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** La carrozzina PLEGO è una carrozzina elettrica progettata per l'utilizzo in ambienti interni. La sua particolarità è avere il telaio di una carrozzina pieghevole, con le due ruote posteriori motorizzate. Facile da trasportare e riporre nel baule della propria autovettura.

**CODICE ISO:** 12.23.06.009 (ex 12.21.27.006)

**REPERTORIO DM SSN Nr:** 2482406/R

**MISURE:** La carrozzina è disponibile nella larghezza seduta cm.46.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale tensionabile con quattro fasce a velcro, rivestimento in 3D net.
- Sedile imbottito fisso standard B24DL
- Braccioli ribaltabili.
- Parafanghi
- Cintura di sicurezza
- Ruote posteriori 12" PU nere
- Ruote anteriori 200x50 PU nere
- Ruotine antiribaltamento B78
- Pedana unica centrale
- Nr. 2 motori da 200W
- Nr.2 batterie 12,8 Ah / 24 V Li-ion
- Autonomia ca. 20 Km
- Velocità massima: 6 Km/h
- Portata massima: 130 kg.
- Colori telaio disponibili: nero opaco C75; elementi colorati lucidi: nero, rosso, arancione e/o turchese.
- Rivestimenti in 3D net.

**MATERIALE:** Telaio in alluminio e rivestimenti in 3D net.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La carrozzina elettrica mod. PLEGO è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La carrozzina PLEGO è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per le batterie. Inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

