



## SCHEMA TECNICA

### SCOOTER MOD. ONE+ (batterie 25 Ah) AIR

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**REPERTORIO DM SSN NR:** 2476197/R

**CODICE ISO:** 12.23.03.006

**DESCRIZIONE:** Scooter elettrico a quattro ruote, completamente smontabile e quindi facile da riporre e trasportare. Ideale per l'utilizzo all'interno e per brevi tratti, su marciapiedi e/o strade pianeggianti.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Lunghezza: mm 1030

Larghezza: mm 490

Altezza: mm 880

Altezza sedile: mm 530

Altezza della pedana: mm 110

Peso totale: 44,9 kg

Motore: Nom. 270 W

Batterie: pacco batterie con 2 x 12 V – 25 Ah in gel

Caricabatterie: 2 Ah (esterno)

Comando di guida: a manubrio

Ruote anteriori: 8x2,5" pneumatiche

Ruote posteriori: 8x2,5" pneumatiche

Velocità massima: 8 Km/h

Autonomia: 30 km

Portata nominale (carico max): 136 Kg

Pendenza massima: 6°

Colore: nero, con inserti intercambiabili di 4 diversi colori (blu, verde brillante, arancione, rosa chiaro)



#### UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Lo scooter mod. ONE+ è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, 12182:2014 ed è marchiato CE.

Le imbottiture di sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 and EN1021-2 or ISO 7176-16 e hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Gli scooter Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Lo scooter ONE+ è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per quanto riguarda le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 93 58 56 17

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via dei Carantani, 1/b

21100 Varese

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. Varese n.245285

Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

