



SCHEDA TECNICA

SCHIENALE PREMIUM PHYSIPRO

Produttore: PHYSIPRO

370, 10^e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) – J1G 2R7 - Canada

Distributore: VERMEIREN Group N.V. - Belgio

Descrizione: **Premium** è uno schienale morbido e leggero che offre un completo controllo bilaterale delle curvature posteriori e anteriori della colonna vertebrale, fornendo il supporto ideale per la schiena. La sua peculiarità sono le cinghie posteriori bilaterali regolabili individualmente, che consentono di adattare al meglio lo schienale, anche nei casi di cifosi, lordosi, rotazione pelvica o in presenza di gibbo.

Con fibbie autobloccanti, facili da allentare o bloccare, gli straps mantengono una durevole e stabile tensione. Le cinghie inoltre facilitano l'installazione dello schienale ai tubi del telaio. Successivamente è possibile staccare solo il cuscino per la pulizia, lasciando le cinghie sulla carrozzina.

Disponibili, come optional, i supporti laterali dritti o profilati.



Codice ISO: 18.09.39.015

CND: Y180939

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **in corso**

Materiale: Imbottitura: uretano 1", cinghie in nylon, fodera: Oxford e Triptex U.

Dimensioni: 40x51, 43x51, 45x51

Peso: 1,3kg (mis.43x51)

CONFORMITA': Lo schienale PREMIUM è un dispositivo medico di Classe I ed è conforme a quanto stabilito dal Regolamento 2017/745/UE.

GARANZIA: Lo schienale PREMIUM è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

