



## SCHEMA TECNICA

### DEAMBULATORE MOD. LYNALII

**PRODUTTORE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** Deambulatore mod. LYNALII - versione 2 in 1, fisso e articolato

**CODICE ISO:** 12.06.03.006 (ex 12.06.03.003)

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **663393/R**

**CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:**

- Larghezza: cm. 56
- Profondità: cm. 47
- Profondità da piegato: cm. 12
- Altezza: cm. 78-95,5
- Peso: kg. 2,65
- Portata massima: kg. 130
- Telaio in alluminio
- Impugnature in gomma



**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Il deambulatore mod. LYNALII è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come Dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MD, EN 1985:1999, ISO 11199-1:2021, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Il deambulatore mod. LYNALII è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

**VERMEIREN Italia s.r.l.**

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

