

## **SCHEDA TECNICA**

## **DEAMBULATORE MOD. TWIN-LIGHT**

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** Deambulatore mod. TWIN-LIGHT con due ruote e due puntali, facile da piegare per il trasporto, dotato di manopole regolabili in altezza e cuscino imbottito.

CODICE ISO: 12.06.06.003

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): 1924971/R

## **CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:**

- Larghezza totale cm.57
- Lunghezza totale cm.57
- Altezza totale da cm.76 a cm.95
- Altezza sedile (da terra) cm.54
- Larghezza sedile cm.39
- Profondità sedile cm.20
- Peso 3 kg
- Sedile imbottito
- Ruote diam.113 mm
- Portata massima 130 kg



## UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Il deambulatore mod. TWIN-LIGHT è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come Dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 19859:1999, ISO 11199-2:2021, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I deambulatori e rollator Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Il deambulatore mod. TWIN-LIGHT è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



Sede operativa/amministrativa: via Ramazzotti, 12 20045 Lainate (MI) Tel.: +39 02 99 77 07 Fax: +39 02 93 58 56 17 Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

