



SCHEDA TECNICA

PROPULSORE STANDARD BLUMIL GO

PRODUTTORE: BLUMIL, ul. Gieldowa 4B/11, 01-211 Warsaw, Poland

DISTRIBUTORE: Vermeiren Group N.V. - Belgio

DESCRIZIONE: Propulsore anteriore standard per carrozzina, con attacco elettrico.

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/200) **Nr: in corso**

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Tre modalità: 6 km/h, 16 km/h, 20 km/h
- Autonomia: 30 km
- Batteria: estraibile agli Ioni di Litio 280 Wh
- Motore: 300 W
- Attacco elettrico
- Peso totale: 13 kg (batteria incl.)
- Pneumatico pieno
- Diametro ruota: 8,5"
- Portata massima: 100 kg
- Pendenza massima superabile: 10%
- Doppio sistema frenante: freno a tamburo e freno elettromagnetico
- Display LCD con visualizzazione di: velocità attuale, modalità di velocità, livello di carica, distanza totale
- Luci a LED
- Pieghevole in 5 secondi, facile da trasportare



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il propulsore Blumil GO è certificato CE ed è conforme alle seguenti normative: EN 1041 + A12013-12, EN ISO 14971: 2012, EN ISO 15223-1: 2017-02

GARANZIA: Il propulsore Blumil GO è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per quanto riguarda la batteria. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care **for you**

