



SCHEDA TECNICA

ROLLATOR BARIATRICO MOD. GOLIAT

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Il rollator bariatrico Goliat è pieghevole a 4 ruote, di cui le anteriori piroettanti e le posteriori frenanti. Dotato di cestino removibile, sedile imbottito e porta bastone. Una fascia imbottita fornisce un supporto ottimale alla schiena quando ci si siede. Freni di stazionamento e maniglie di spinta regolabili in altezza. La base del rollator può essere regolata in altezza, così facendo si ha una doppia regolazione oltre alle maniglie, questo permette, anche a persone molto alte, di adattarsi a loro.

CODICE ISO: 12.06.06.006 (ex 12.06.09.009/12.06.09.106/12.06.09.130/12.06.09.142)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **1941831/R**

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Sedile imbottito
- Impugnature anatomiche
- Ruote anteriori direzionali da 8"
- Ruote posteriori frenanti da 8"
- Freni con sistema multifunzione
- Schienale di sicurezza
- Larghezza totale: cm.65
- Lunghezza totale: cm.75
- Altezza totale massima: cm.102
- Altezza totale minima: cm.83
- Altezza sedile: da cm.49 a cm.56
- Larghezza sedile: cm.55
- Profondità sedile: cm.41
- Peso: Kg 10,7
- Portata massima: Kg 200
- Telaio in alluminio anodizzato
- Colori disponibili: rosso e argento

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il rollator mod. GOLIAT è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come Dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 19859:1999, ISO 11199-2:2021, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I deambulatori e rollator Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il rollator mod. GOLIAT è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

